



rotasept®

rotasept® est un désinfectant prêt à l'emploi à base d'alcools et de potasse caustique.

Notre plus

- temps d'action réduit en bain à ultrasons
- contient des agents anti-corrosion
- à utiliser pur
- pas besoin de rincer
- excellente matério-compatibilité

Domaines d'utilisation

Pour la désinfection manuelle et le nettoyage des fraises, des instruments à canaux, des meules à pointe diamantée et des autres instruments de précision rotatifs. En raison de sa très bonne compatibilité avec les matériaux et de son action efficace, rotasept® offre toutes les caractéristiques importantes pour le nettoyage et la désinfection des instruments de précision rotatifs.

Conseils d'utilisation

Verser la solution pure de rotasept® dans le bac à fraises. Après utilisation, dès la fin du soin, y plonger immédiatement chaque instrument pour éviter que les résidus sèchent. Le nettoyage et la désinfection s'effectuent simultanément, en une seule opération. Ne pas mélanger avec des produits de nettoyage.

Ne pas rincer les instruments avec de l'eau après le bain rotasept®, afin d'éviter la formation de rouille. Retirer les instruments du bain avec une pince. Vérifier visuellement la propreté. S'il reste des souillures, frotter avec une brosse et recommencer le protocole. Sinon, déposer les instruments sur un essuie-tout et laisser sécher.

Temps de trempage en bac statique: 30 mn. Eviter des temps de trempage plus longs. Remplacer tous les jours la solution utilisée.

Temps d'action réduit en bain à ultrasons: 15 mn. Bien rincer et sécher les instruments rotatifs avant la stérilisation.

Compatibilité avec les matériaux

Ne pas tremper dans du rotasept® des plastiques sensibles à l'alcool et aux dérivés alcalins, des éléments en aluminium et des instruments fabriqués avec de la colle à résine. Dans ces cas, nous recommandons l'utilisation de gigasept® instru AF.

Efficacité microbiologique

Efficacité	Concentration	Temps d'action
Bactéries EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min
Mycobactérie EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	15 min
Levure EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min
Virus EN14476 - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	1 min
Virus Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI - en conditions de saleté	prêtes à l'emploi	5 min

Certificats

- VAH certificate

CE 0297



Données relatives au produit

Composition:

100 g rotasept® contiennent : 1,6 g hydroxyde de potassium,
10,0 g 2-propanol, 0,1 g 2-éthylhexanol

Autres composants (Étiquetage selon la Règlementation (CE) N° 648/2004):

< 5 % agents de surface non ioniques

Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	env. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	13,7 / 20 °C
Point d'éclair	36 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

Remarques particulières

Ne pas stocker à des températures supérieures à la température ambiante.

Ne plus utiliser la préparation après la date de péremption.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
rotasept -INT- 2 l FL	5/Carton	104741
rotasept 100 ml FL	15/Carton	104740
rotasept -INT- 5 l KA	1/jerry can	104742

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
schülke Bohrerbox	144030

Informations environnementales

schülke fabrique tous ses produits selon des standards de qualité et de sécurité élevés tout en préservant l'environnement.

Avis d'expert et information

Pour avoir un aperçu du produit, veuillez consulter l'adresse Internet www.schuelke.ch.

Pour des questions individuelles:

Customer Care

Tél.: +41 44 466 55 44

Email: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com