



gigasept® FF (neu)

gigasept® FF (nouveau) est une solution à base de succindaldéhyde pour la désinfection. Il peut, si nécessaire, être mélangé au renforçateur de nettoyage pour gigasept® FF (neu) CE 0297

Notre plus

- domaine d'application supplémentaire grâce au contrôle sous charge organique élevée
- sans formaldéhyde
- excellente compatibilité du matériel
- Durée limite d'utilisation: 7 jours

Domaines d'utilisation

Pour la désinfection manuelle désinfectant des instruments chirurgicaux et des instruments médicaux sensibles. Convient en particulier aux endoscopes thermolabiles et thermostables (flexibles et rigides) ainsi qu'aux sondes à ultra-sons.

Conseils d'utilisation

Seulement pour usage professionnel. gigasept® FF (nouveau) est un concentré à diluer avec de l'eau froide jusqu'à la concentration d'application souhaitée. Exemple d'utilisation: 1 litre d'une solution de travail à 6% correspond à 940 ml d'eau et à 60 ml de gigasept® FF (nouveau). Insérez des endoscopes et des instruments de reproduction dans la solution gigasept® FF (nouveau). Assurez le mouillage complet, même avec les instruments à corps creux, et laissez agir. Après avoir soigneusement désinfecté les instruments avec de l'eau de qualité au moins potable, mieux avec de l'eau stérile aqua. ou de l'eau déminéralisée pour bien rincer les résidus de la solution. Veuillez noter les recommandations de retraitement des fabricants d'instruments. Une durée de vie de 7 jours s'applique si la solution d'application est utilisée exclusivement pour la désinfection d'instruments préalablement nettoyés. En cas de contamination visible, la solution désinfectante doit être renouvelée. En plus du retraitement manuel de l'endoscope et des instruments, gigasept® FF (nouveau) convient également aux machines semi-automatiques qui fonctionnent dans le processus de circulation à température ambiante.

Efficacité microbologique

Efficacité	Concentration	Temps de contact
Bactéries EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	15 min
Bacille de la Tuberculose EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	15 min
Mycobactérie EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	7 % (70 ml/l)	15 min
Levure EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	15 min
activité virucide limitée Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	1 % (10 ml/l)	15 min
Virus EN14476 - en conditions de propreté	6 % (60 ml/l)	60 min
Clostridium difficile - en conditions de propreté	6 % (60 ml/l)	8 h
Bacillus subtilis EN14347 - en conditions de propreté	8 % (80 ml/l)	16 h

Certificats

- VAH certificate



gigasept® FF (neu)

Données relatives au produit

Composition :

100 g contiennent : 11,9 g de dialdéhyde d'acide succinique, 3,2 g de diméthoxytétrahydrofuran.

Autres composants : agents de solubilisation, régulateurs de pH, colorants, inhibiteurs de corrosion

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) 648/2004 :

< 5 % de phosphonate, < 5 % de tensioactifs anioniques,

< 5 % de tensioactifs non ioniques, agents odoriférants,

méthylisothiazolinone

Certificats:

- VAH certificate

Données physico-chimiques

Couleur	vert
Densité	env. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	6,3 - 6,6 / 20 °C
Point d'éclair	38,5 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	Donnée non disponible

Remarques particulières

Notes d'application:

Seulement pour usage professionnel.

gigasept® FF (nouveau) est un concentré et est dilué avec de l'eau froide à la concentration d'application souhaitée.

Endoscopes et instruments Retraitée immédiatement après usage dans le gigasept® FF (nouveau) solution d'insertion.

Dans un mouillage complet, même avec des instruments creux, payer et partir. Après avoir nettoyé la désinfection des instruments soigneusement à l'eau d'au moins qualité de l'eau, mieux avec de l'eau distillée stérile. Ou rinçage à l'eau déminéralisée / rinçage pour éliminer complètement la solution résiduelle. S'il vous plaît noter les recommandations de traitement du fabricant de l'instrument.

La durée de vie de la solution déchargée est de 7 jours. La solution d'application chargé tous les jours et changer la contamination clairement visible.

Outre endoscope manuel et l'instrument de retraitement gigasept® FF (nouveau) est également adapté pour les semi et entièrement automatisé, travaillant dans le processus de circulation à la température ambiante.

Compatibilité avec les matériaux:

Les métaux, le caoutchouc, le verre, la porcelaine, les matières plastiques.

efficacité Sporidical:

L'activité sporicide contre le test microorganisme Clostridium difficile a été testé sur la base des méthodes standard DGHM.

L'efficacité contre le Bacillus subtilis de l'organisme d'essai a été effectué conformément à la norme DIN EN 14347e

Interactions:

gigasept® FF (nouveau) mélange généralement pas avec d'autres produits. Le contact entre gigasept® FF (nouveau) avec des solutions d'application contenant des amines

peut conduire à une précipitation et une décoloration irréversible, par exemple si les détergents contenant des amines sont utilisés dans le pré et une purge insuffisante. Notre service client vous conseillera sur les produits chimiques de traitement compatibles.

Stockage:

Ne pas stocker au-dessus de 25 ° C Après la date d'expiration ne pas utiliser le produit.

Toujours lire l'étiquette et les informations avant de les utiliser.

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigasept FF neu 2 I FL	5/Carton	125502
gigasept FF neu 5 I KA	1/jerrycan	125503

Accessoires

Accessoires	N° art.
Wannen-Set 10 I Deckel transp. SE	144508
Wannen-Set 30 I Deckel transp. SE	144608
Wannen-Set 30 I Hahn/Deckel transp SE	144610
Wannen-Set 3 I Deckel transp. SE	144308
Wannen-Set 5 I Deckel transp. SE	144408

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation gigasept® FF (nouveau) sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.



Une société du groupe Air Liquide



schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Sihlfeldstr. 58
8003 Zürich, Suisse
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com