

Mode d'emploi

RONDOflex plus 360 - 1.002.2179



En toute sécurité.



KaVo. Dental Excellence.

Distribution :

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
Tél. +49 7351 56-0
Fax +49 7351 56-1488

Fabricant :

Kaltenbach & Voigt GmbH
Bismarckring 39
D-88400 Biberach
www.kavo.com



Table des matières

1 Informations pour l'utilisateur.....	4
2 Sécurité.....	5
2.1 Description des indications de sécurité.....	5
2.2 Indications de sécurité.....	5
3 Description du produit.....	7
3.1 Destination – Utilisation conforme.....	7
3.2 Spécifications techniques.....	8
3.3 Conditions de transport et de stockage.....	8
4 Mise en service et mise hors service.....	9
4.1 Raccordement aux appareils.....	9
4.2 Montage du couplage MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.....	9
4.3 Contrôler la pression.....	9
4.4 Vérifier les joints toriques.....	9
5 Utilisation.....	10
5.1 Insertion du produit médical.....	10
5.2 Dépose du produit médical.....	10
5.3 Remplir le réservoir de poudre.....	10
5.4 Mettre en place la canule.....	10
5.5 Démontez la canule.....	11
5.6 Mode d'utilisation.....	11
6 Traitement des dysfonctionnements.....	13
7 Méthodes de préparation selon ISO 17664.....	14
7.1 Préparation de la zone de travail.....	14
7.2 Nettoyage.....	14
7.2.1 Nettoyage extérieur manuel.....	14
7.2.2 Nettoyage extérieur en machine	14
7.2.3 Nettoyage intérieur manuel.....	15
7.2.4 Nettoyage intérieur en machine	15
7.2.5 Nettoyer les canules.....	15
7.3 Désinfection.....	16
7.3.1 Désinfection extérieure manuelle.....	16
7.3.2 Désinfection intérieure manuelle.....	16
7.3.3 Désinfection mécanique extérieure et intérieure.....	16
7.4 Séchage	17
7.5 Produits et systèmes d'entretien - Entretien.....	17
7.6 Emballage.....	17
7.7 Stérilisation.....	17
7.8 Stockage.....	18
8 Outils de travail.....	19
9 Conditions de garantie.....	20







1 Informations pour l'utilisateur

Chers utilisateurs,

KaVo vous souhaite beaucoup de succès dans l'utilisation de votre nouveau produit de qualité. Afin de pouvoir travailler sans pannes, économiquement et en sécurité, veuillez tenir compte des indications suivantes :

© Copyright KaVo Dental GmbH

Symboles

	Voir chapitre Sécurité/symbole d'avertissement
	Informations importantes pour l'utilisateur et le technicien
	Autoclavable 134 °C -1 °C / +4 °C (273 °F -1,6 °F / +7,4 °F)
	Thermodesinfectable
	Marquage CE (Communauté Européenne). Un produit pourvu de ce sigle est conforme aux exigences de la directive CE applicable.
	Demande d'action

Groupe cible

Ce document s'adresse aux dentistes et à leurs assistant(e)s. Le chapitre Mise en service s'adresse au technicien de service.

2 Sécurité

2.1 Description des indications de sécurité



Symbole d'avertissement

Structure



DANGER

L'introduction décrit le type et la source du danger.

Ce chapitre indique les conséquences possibles d'un non-respect des recommandations.

- L'étape facultative indique les mesures à appliquer pour éviter tout danger.

Description des niveaux de danger

Les indications de sécurité et les trois niveaux de danger décrits dans ce document ont pour but d'éviter des dommages et blessures.



ATTENTION

ATTENTION

désigne une situation dangereuse, qui peut entraîner des blessures ou des dommages légers / moyens.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

désigne une situation dangereuse, qui peut entraîner des blessures graves ou mortelles.



DANGER

DANGER

désigne un danger maximal entraînant immédiatement des blessures graves / mortelles.

2.2 Indications de sécurité



AVERTISSEMENT

Risque pour le soignant et le patient.

Lors de l'apparition d'irrégularités sur le produit.

- Ne pas poursuivre le traitement dans ces conditions et avvertir les techniciens de service.



ATTENTION

Danger dû aux aérosols.

Infection due aux aérosols.

- Ne jamais travailler sans lunette de protection, protection buccale (P 2), gants de protection, vêtements étanches aux particules et coiffe.
- KaVo recommande de travailler avec une digue et une aspiration.



⚠ ATTENTION

Risque d'embolie gazeuse et d'emphysème cutané.

Au bloc opératoire, l'insufflation de spray dans les blessures ouvertes peut provoquer une embolie gazeuse ou un emphysème cutané.

- ▶ Au bloc opératoire, s'abstenir d'insufflation de spray sur les blessures ouvertes !



⚠ ATTENTION

Usure prématurée et défauts de fonctionnement dus à un stockage inapproprié avant des arrêts de service prolongés.

Durée de vie du produit raccourcie.

- ▶ Avant toute période prolongée de mise hors service, le produit médical doit être nettoyé, entretenu et stocké dans un endroit sec selon les instructions d'utilisation.



⚠ ATTENTION

Vérification technique de sécurité étant donné que les produits de nettoyage ou de désinfection risquent d'agresser le boîtier en plastique.

De petites fissures ou des détériorations survenues de ce fait pourraient présenter des risques.

- ▶ Le RONDOflex plus doit donc subir un contrôle technique de sécurité tous les 2 ans. Expédiez le RONDOflex plus au service client de KaVo à Warthausen ou à un centre de contrôle agréé par KaVo.



Indication

Le RONDOflex plus ne doit pas être utilisé chez des patients souffrant d'une maladie chronique des voies respiratoires.



Indication

Un dispositif d'aspiration permettra d'éviter de souffrir des fins dépôts de poudre. Un nettoyage avec un chiffon risque d'érafler légèrement les surfaces sensibles. Pour éliminer les restes de poudre, passer sous l'eau courante les pièces non sensibles à l'humidité.

Sont autorisés à la réparation et à la maintenance des produits KaVo :

- les techniciens des filiales de KaVo dans le monde entier.
- les techniciens spécialement formés par KaVo

3 Description du produit



RONDOflex plus 360 (N° réf. 1.002.2179)

3.1 Destination – Utilisation conforme

Destination :

Ce produit médical

- est destiné uniquement aux traitements dentaires dans le cadre de la médecine dentaire, et toute utilisation détournée ou modification du produit n'est pas autorisée et peut conduire à une mise en danger.
- Le RONDOflex plus est un système d'air-abrasion consistant en la projection de particules d'oxyde d'aluminium à toute vitesse dans un jet d'air pour retirer le matériau des surfaces dentaires.
- est un produit médical soumis aux dispositions nationales légales en vigueur.

Le RONDOflex plus est prévu pour être utilisé dans les situations suivantes :

- Préparer le scellement des fissures
- Ouvrir et élargir les fissures
- Créer une rétention micromécanique pour des restaurations adhésives de l'émail et de la dentine à l'aide de la technique dentaire correspondante.
- Préparer les petits défauts des dents cariées.
- Préparer les surfaces à coller des verrous
- Nettoyer et éliminer les restes de colle des couronnes, bridges, etc. (utilisation extra buccale)

Utilisation conforme :

Conformément à ces dispositions, ce produit médical n'est prévu que pour l'utilisation décrite par un utilisateur compétent. Les dispositions suivantes doivent être respectées :

- les dispositions applicables pour la sécurité sur le lieu de travail
- les dispositions de prévention des accidents
- les instructions d'emploi

Conformément à ces dispositions, l'utilisateur a l'obligation

- d'utiliser uniquement des produits sans défaut
- de n'utiliser le produit concerné que pour l'usage spécifié
- de protéger patients, tiers et lui-même de tout danger
- d'éviter toute contamination par le biais du produit

3.2 Spécifications techniques

Pression d'entraînement	3,2 - 6,0 bar(s) (46 - 87 psi)
Pression d'eau	1,5 ± 0,1 bar (22 ± 1 psi)
Consommation d'air	5 - 11 NI/min selon le type de canules
Quantité d'eau	35 - 45 ml / min.

Enfichable sur tous les raccords MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.



Indication

La pression définie pour l'entraînement des turbines est automatiquement réglée sur une pression supérieure de 20 %, par ex. de 2,8 à 3,2 bars (de 41 à 46 psi).



Indication

Afin de garantir le bon fonctionnement de l'instrument, il faut contrôler régulièrement les pressions recommandées de l'unité de soins par un technicien de maintenance.

3.3 Conditions de transport et de stockage

ATTENTION

Danger lors d'une mise en service du produit médical après un stockage à température très froide.

Ceci peut entraîner un dysfonctionnement du produit médical.

- ▶ Les produits très froids doivent être amenés à une température de 20 °C à 25 °C (68 °F à 77 °F).



	Température : -20 °C à +70 °C (-4 °F à +158 °F)
	Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation
	Pression d'air : 700 hPa à 1 060 hPa (10 psi à 15 psi)
	Protection contre l'humidité

4 Mise en service et mise hors service

AVERTISSEMENT



Risque dû à des produits non stériles.

Risque d'infection pour le soignant et le patient.

- ▶ Avant la première utilisation et après chaque traitement, traiter le produit et l'accessoire de manière appropriée et le stériliser si nécessaire.

AVERTISSEMENT



Éliminer le produit de manière appropriée.

Avant son élimination, le produit et l'accessoire doivent être traités et stérilisés, le cas échéant.

4.1 Raccordement aux appareils

ATTENTION




Dommages dus à un air de refroidissement souillé et humide

De l'air de refroidissement souillé ou humide peut entraîner des dysfonctionnements.

- ▶ Il faut veiller à ce que l'air de refroidissement soit sec, propre et non contaminé, selon la norme EN ISO 7494-2.

4.2 Montage du couplage MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED



- ▶ Visser le raccord MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED sur le tuyau de turbine et serrer à l'aide de la clé.

4.3 Contrôler la pression

ATTENTION



Raccord d'air comprimé sur les appareils.

Si l'air comprimé est souillé et humide, cela peut entraîner une usure prématurée.

- ▶ Veiller à ce que l'air comprimé soit sec, propre et non contaminé, selon la norme EN ISO 7494-2.

Pour utiliser le RONDOflex, la pression d'entraînement doit être de 3,2 bars (46 psi).

- ▶ Insérer le manomètre de contrôle (n° d'art. 0.411.8731) entre le raccord MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED et RONDOflex, puis vérifier les pressions suivantes :

- ⇒ - Air d'entraînement : 3,2 - 6,0 bars (46 - 87 psi)
- ⇒ - Eau : 1,5 ± 0,1 bar (22 ± 1 psi)

4.4 Vérifier les joints toriques

ATTENTION



Joints toriques d'étanchéité manquants ou endommagés.

Anomalies et défaillance prématurée.

- ▶ Vérifier si tous les joints toriques du raccord sont présents et en bon état.

Nombre de joints toriques présents : 5


5 Utilisation

5.1 Insertion du produit médical



Indication

En tirant, vérifier la bonne assise du RONDOflex plus sur le raccord MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED.




- ▶ Insérer exactement le RONDOflex plus sur le couplage MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED et appuyer vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche perceptiblement.

5.2 Dépose du produit médical

- ▶ Tenir fermement le raccord MULTIflex (LUX) / MULTIflex LED et retirer le RONDOflex plus en le tournant légèrement vers l'avant.

5.3 Remplir le réservoir de poudre

- ▶ Dévisser le réservoir de poudre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (sens contraire de la flèche).



- ▶ Remplir de moitié le réservoir avec de la poudre RONDOflex (20 g).

- ▶ En le tenant verticalement, le visser ensuite dans le sens de la flèche (sens des aiguilles d'une montre) pour le fixer.

ATTENTION

Obturer le réservoir lorsqu'il n'est pas nécessaire de l'utiliser.

Lorsqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le réservoir de poudre, bien le refermer avec son bouchon.

- ▶ Utiliser exclusivement la poudre KaVo RONDOflex d'origine.



Indication

Respecter la fiche technique de sécurité relative à la poudre RONDOflex 2013 50 µm ou 27 µm ! Celle-ci est disponible dans la rubrique « Fiches techniques de sécurité » du site www.kavo.com.

5.4 Mettre en place la canule

- ▶ Avant l'installation des canules, nettoyer le perçage d'admission en soufflant avec de l'air comprimé.



- ▶ Installer les canules dans la pièce à main et tourner avec la clé vers la droite dans le sens inverse de la flèche.



⚠ ATTENTION

Les marquages doivent concorder, sinon l'adaptateur se desserre.

Le desserrage de l'adaptateur pendant le traitement peut entraîner un danger conséquent pour le patient et l'utilisateur.

- ▶ Tirer sur l'adaptateur avant chaque application pour vérifier qu'il est fermement raccordé.
- ▶ Contrôler l'état technique irréprochable de l'adaptateur avant chaque traitement.



5.5 Démonter la canule

- ▶ A l'aide de la clé, tourner les canules vers la gauche dans le sens indiqué par la flèche jusqu'à la butée et les retirer.

5.6 Mode d'utilisation

- ▶ Le RONDOflex plus permet de s'exercer à produire une cavité sur des miroirs à usage unique et de se familiariser avec l'appareil.



Indication

Lors du traitement, KaVo recommande d'utiliser un miroir à usage unique.

pour produire des cavités.

- ▶ Cibler un point.
- ▶ Améliorer le travail d'abrasion avec un jet de poudre intermittent.
- ▶ Respecter une distance de travail de 1 mm.
- ▶ Orienter le jet de poudre verticalement vers la surface dentaire.

Pour rendre les surfaces rugueuses, par ex. pour les surfaces à coller des verrous

- ▶ Décrire des mouvements avec le pinceaux.
- ▶ Respecter une distance de 1 mm.
- ▶ Orienter le jet de poudre verticalement vers la surface dentaire.

Application en dehors de la cavité buccale (utilisation extra buccale)

Il est possible de travailler avec le RONDOflex plus en dehors de la cavité buccale, par exemple pour éliminer des résidus de colle sur les couronnes.

Lors de travaux en dehors de la cavité buccale, noter qu'un nuage de poudre se forme dans la zone de travail. Ce nuage de poudre peut entraver le fonctionnement des appareils / instruments situés à proximité.

- ▶ Assurer une aspiration adéquate.

- ▶ Protéger les objets susceptibles d'être en contact avec le jet de poudre avec un chiffon pour éviter les dommages à la surface.
Si nécessaire, tenir les objets sensibles à la poussière à l'écart de la zone concernée.

6 Traitement des dysfonctionnements

Erreur possible au niveau de l'application :

- La distance par rapport à la surface dentaire est trop importante
- Pour la préparation des cavités, effectuer un mouvement léger comme avec un pinceau à l'aide de l'embout
- Lésions carieuses trop importantes ; l'énergie cinétique des particules de poudre est annulée par les tissus carieux souples.
- Le réservoir ne contient pas assez de poudre (remplir au min. 20 % du réservoir)
- Pression d'entraînement trop faible

7 Méthodes de préparation selon ISO 17664

7.1 Préparation de la zone de travail



AVERTISSEMENT

Risque dû à des produits non stériles.

Les produits médicaux contaminés présentent un risque d'infection.

- ▶ Utiliser des mesures appropriées pour la protection des personnes.
- ▶ Enlever immédiatement les résidus de ciment, de composite ou de sang.
- ▶ Le conditionnement du produit médical doit être réalisé le plus vite possible après le traitement.
- ▶ Transporter le produit médical sec en vue de son traitement.
- ▶ Ne pas le déposer dans des solutions ou autres produits similaires.
- ▶ Retirer l'insert du produit médical.

7.2 Nettoyage



ATTENTION

Dysfonctionnements dus à un appareil de nettoyage à ultrasons.

Produit défectueux.

- ▶ Nettoyer uniquement dans le thermodésinfecteur ou à la main !



ATTENTION

Dysfonctionnements dus à un nettoyage avec de l'huile ou un spray d'entretien.

Produit défectueux.

- ▶ Ne pas nettoyer le produit médical avec de l'huile ou un spray d'entretien.

7.2.1 Nettoyage extérieur manuel

Accessoires nécessaires :

- Eau potable 30 °C ± 5 °C (86 °F ± 10 °F)
- Brosse (brosse à dent semi-rigide, par exemple)
- ▶ Brosser sous l'eau courante.

7.2.2 Nettoyage extérieur en machine



KaVo recommande des thermodésinfecteurs conformes à la norme EN ISO 15883-1, exploités avec un produit de nettoyage alcalin d'un pH de max. 10 (par ex. Miele G 7781 / G 7881 ; la validation a été réalisée avec le programme « VARIO-TD », le produit de nettoyage « neodisher® mediclean », le produit de neutralisation « neodisher® Z » et le produit de rinçage « neodisher® mielclear » et se rapporte uniquement à la compatibilité des matériaux avec les produits KaVo).

- ▶ Sélectionner les réglages du programme et les produits de nettoyage et désinfectant à utiliser selon le mode d'emploi de l'appareil de désinfection thermique (respecter un pH max. de 10).
- ▶ Afin d'empêcher toute détérioration du produit médical KaVo, s'assurer que le produit médical est sec à l'intérieur et à l'extérieur après la fin du cycle.

7.2.3 Nettoyage intérieur manuel



Indication

Retirer la canule avant tout nettoyage intérieur manuel !

Possible uniquement avec KaVo CLEANspray et KaVo DRYspray.

- ▶ Recouvrir le produit médical avec le sachet KaVo Cleanpac et enfoncer sur l'adaptateur d'entretien correspondant. Appuyer trois fois sur la touche de vaporisation pendant respectivement 2 secondes. Retirer le produit médical de l'embout de pulvérisation et laisser agir le détergent pendant une minute.
- ▶ Ensuite, pulvériser de 3 à 5 secondes avec le KaVo DRYspray.

Voir également :

Mode d'emploi KaVo CLEANspray / KaVo DRYspray



Indication

KaVo CLEANspray et KaVo DRYspray pour le nettoyage intérieur manuel ne sont disponibles que dans les pays suivants :

Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, Espagne, Portugal, France, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Danemark, Suède, Finlande et Norvège.

Dans d'autres pays, il convient donc de procéder à un nettoyage intérieur en machine avec des appareils de désinfection thermique selon la norme EN ISO 15883-1.


7.2.4 Nettoyage intérieur en machine



KaVo recommande des thermodésinfecteurs conformes à la norme EN ISO 15883-1, exploités avec un produit de nettoyage alcalin d'un pH de max. 10 (par ex. Miele G 7781 / G 7881 ; la validation a été réalisée avec le programme « VARIO-TD », le produit de nettoyage « neodisher® mediclean », le produit de neutralisation « neodisher® Z » et le produit de rinçage « neodisher® mielclear » et se rapporte uniquement à la compatibilité des matériaux avec les produits KaVo).

- ▶ Sélectionner les réglages du programme et les produits de nettoyage et désinfectant à utiliser selon le mode d'emploi de l'appareil de désinfection thermique (respecter un pH max. de 10).
- ▶ Afin d'empêcher toute détérioration du produit médical KaVo, s'assurer que le produit médical est sec à l'intérieur et à l'extérieur après la fin du cycle.

7.2.5 Nettoyer les canules



- ▶ Démonter la canule.
- ▶ Pousser le pointeau par l'avant dans la canule puis le pousser par l'arrière dans la canule en le tournant.
- ▶ Retirer l'aiguille à buse et déboucher la canule avec de l'air comprimé.

Ou

- ▶ Retirer la canule et rincer l'intérieur à l'eau claire.

7.3 Désinfection



⚠ ATTENTION

Dysfonctionnements dus à l'utilisation d'un bain de désinfection ou d'un produit désinfectant contenant du chlore.

Produit défectueux.

- ▶ Nettoyer uniquement dans le thermodésinfecteur ou manuellement !

7.3.1 Désinfection extérieure manuelle

KaVo recommande les produits suivants en fonction de la compatibilité du matériel. L'efficacité microbiologique doit être vérifiée par le fabricant des produits désinfectants.

- Mikrozyd AF de la société Schülke & Mayr (liquide ou lingettes)
- FD 322 de la société Dürr
- CaviCide de la société Metrex

Outils de travail nécessaires :

- Chiffons pour essuyer le produit médical.
- ▶ Vaporiser le produit désinfectant sur un chiffon et essuyer le produit médical avec ce chiffon conformément aux instructions fournies par le fabricant du produit désinfectant.
- ▶ Respecter le mode d'emploi du désinfectant.

7.3.2 Désinfection intérieure manuelle

L'efficacité de la désinfection manuelle doit être prouvée par le fabricant du produit désinfectant. Pour les produits KaVo, seuls des produits désinfectants homologués par KaVo quant à la compatibilité des matériaux doivent être utilisés (par ex. WL-cid / Société ALPRO).

- ▶ Respecter le mode d'emploi du désinfectant.

7.3.3 Désinfection mécanique extérieure et intérieure



KaVo recommande des thermodésinfecteurs conformes à la norme EN ISO 15883-1, exploités avec un produit de nettoyage alcalin d'un pH de max. 10 (par ex. Miele G 7781 / G 7881 ; la validation a été réalisée avec le programme « VARIO-TD », le produit de nettoyage « neodisher® mediclean », le produit de neutralisation « neodisher® Z » et le produit de rinçage « neodisher® mielclear » et se rapporte uniquement à la compatibilité des matériaux avec les produits KaVo).

- ▶ Sélectionner les réglages du programme et les produits de nettoyage et désinfectant à utiliser selon le mode d'emploi de l'appareil de désinfection thermique (respecter un pH max. de 10).
- ▶ Afin d'empêcher toute détérioration du produit médical KaVo, s'assurer que le produit médical est sec à l'intérieur et à l'extérieur après la fin du cycle.

7.4 Séchage

Séchage manuel

- ▶ Souffler l'extérieur et purger l'intérieur avec de l'air comprimé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau visible.

Séchage en machine

En général, le séchage est inclus dans le programme de désinfection du thermo-désinfecteur.

- ▶ Respecter le mode d'emploi du thermodésinfecteur.

7.5 Produits et systèmes d'entretien - Entretien

⚠ ATTENTION

Entretien insuffisant du produit.

Cela peut provoquer des dommages et un dysfonctionnement.

- ▶ Dévisser le réservoir à poudre avant chaque désinfection thermique ou stérilisation, le vider et procéder à une désinfection thermique ou à une stérilisation avec la pièce à main.
- ▶ Effectuer un nettoyage similaire du RONDOflex plus et notamment des canules, des tubes et des buses pour éliminer les restes de poudre.



7.6 Emballage

Indication

Le sachet de stérilisation doit être suffisamment grand pour l'instrument, afin que l'enveloppe ne soit pas surtendue.

L'emballage stérile doit répondre aux normes en vigueur (qualité et utilisation) et être adapté au processus de stérilisation !

- ▶ Enfermer le produit médical dans un sachet de stérilisation.



7.7 Stérilisation

Stérilisation dans un stérilisateur à vapeur (autoclave) conformément à la norme EN 13060 / ISO 17665-1

⚠ ATTENTION

Risque de corrosion dû à l'humidité.

Endommagements du produit.

- ▶ Sortir le produit du stérilisateur à vapeur immédiatement après la fin du cycle.



Ce produit médical KaVo peut résister à une température maximum de 138 °C (280,4 °F).

Parmi les procédés de stérilisation suivants, il est possible de sélectionner un procédé adéquat (en fonction de l'autoclave disponible) :

- Autoclave avec vide préliminaire triple :
 - au moins 3 minutes à 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1,6 °F/ +7,4 °F)
- Autoclave avec procédé par gravitation :

- au moins 10 minutes à 134 °C -1 °C/ +4 °C (273 °F -1,6 °F/ +7,4 °F)
- ▶ À utiliser selon le mode d'emploi du fabricant.

7.8 Stockage

- ▶ Les produits conditionnés doivent être conservés dans une pièce froide à l'abri de la poussière, de l'humidité et de la lumière.
- ▶ Respecter la date de péremption du produit de stérilisation.

8 Outils de travail

1 kit comprenant :

Disponibles dans le commerce spécialisé médico-dentaire.



Désignation	N° d'art.
Canule 110° - 0,64 mm	1.002.6251
Canule 110° - 0,46 mm	1.002.9176
Clé	1.002.6250
Réservoir de poudre 27 µm	1.003.1235
Bouchon en caoutchouc	1.000.2678
Poudre 27 µm 1 000 g	1.000.5957
Poudre 50 µm 1 000 g	1.000.5956
Foret de nettoyage	1.001.3602
Tube pour buse	1.002.9920

Autres outils de travail

Désignation	N° d'art.
Canule 90° - 0,46 mm	1.002.9182
Canule 90° - 0,64 mm	1.002.9179
Joint torique Canule	0.200.6019
Réservoir de poudre 50 µm	1.003.1236
Joint pour réservoir	0.573.6072

9 Conditions de garantie

Pour ce produit médical KaVo, les conditions de garantie suivantes s'appliquent : KaVo prend en charge les prestations de garantie vis-à-vis du client final pour le bon fonctionnement, un matériel sans défaut ou la transformation pour une durée de 12 mois à partir de la date d'achat sous les conditions suivantes :

En cas de réclamation justifiée, KaVo assurera gratuitement la remise en état ou la fourniture des pièces de rechange requises. Tout autre type de réclamation, notamment en vue d'obtenir des dommages et intérêts, est exclu. Dans le cas d'un retard, d'une faute lourde ou d'intention, la garantie n'est valable que si aucune disposition légale contraignante ne s'y oppose.

KaVo n'endosse pas la responsabilité pour les défauts et leurs conséquences entraînés ou susceptibles de l'être à la suite d'une usure naturelle ou d'un nettoyage ou maintenance non conforme, ou du non-respect des prescriptions de manipulation, d'entretien et de raccordement, l'entartrage ou la corrosion, les impuretés se trouvant dans l'alimentation en air ou en eau ou les influences chimiques ou électriques qui seraient inhabituelles ou ne seraient pas permises d'après les spécifications du constructeur. La prestation de garantie ne s'étend pas, en règle générale, aux lampes, conducteurs optiques en verre, verrerie, pièces en caoutchouc et à la résistance des couleurs des pièces plastiques.

Aucune garantie ne s'applique lorsque les défauts ou leurs conséquences proviennent du fait que le client ou une tierce personne non autorisée par KaVo a effectué des interventions ou des modifications sur le produit.

Les conditions de garantie ne s'appliqueront que sur présentation d'un justificatif d'achat (copie du bordereau de livraison / de la facture). Devront y figurer de manière très claire le nom du revendeur, la date d'achat, les types et le numéro de série.

