

CLiP

& INSERT-I

Safe Implant Cleaner

NETTOYEZ LES IMPLANTS ET RESTAURATIONS

SANS CHANGER D'INSERT !

FIXATION FACILE ET RAPIDE



Système breveté

CLiP

Safe Implant Cleaner

EMBOUT EN PEEK, POLYMÈRE BIOCOMPATIBLE HAUTE QUALITÉ, PERMET LE NETTOYAGE EN DOUCEUR DES IMPLANTS ET RESTAURATIONS, N'ALTÈRE PAS LES SURFACES FRAGILES, STÉRILISABLE ET RÉUTILISABLE, INSERTION ET RETRAIT FACILE GRÂCE AU CLIPPER, ADAPTABLE EXCLUSIVEMENT SUR LES INSERTS SCORPION I.



Clipper



Accessoire indispensable pour l'insertion et le retrait du CLiP en toute sécurité, visualisation directe de l'usure du CLiP, stérilisable, peut contenir 5 CLiPS.

& INSERT SCORPION-I



NOUVEL INSERT UNIVERSEL DOUBLE FONCTION
DÉTARTRAGE SUPRAGINGIVAL ET NETTOYAGE DES IMPLANTS ET RESTAURATIONS AVEC LE CLiP
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR MAINTENIR LE CLiP – SYSTÈME BREVETÉ

INDICATEUR VISUEL D'USURE
EFFICACITÉ LONGUE DURÉE



Le coffret contient:



Clip x5



Insert-i x1



Clef dynamométrique x1



Clipper x1

Insert-i disponible séparément

CLiPS disponibles séparément (sachets de 5)

* Sauf coffrets I-AIR et I-LM : contiennent 10 CLiPS + insert i + CLiPPER



Fabriqué en France par SCORPION
4 rue Enrico Fermi - 63540 Romagnat - FRANCE
E-mail : contact@scorpion.fr
Web : www.scorpion.fr



Distribué en France par GÉNÉRIQUE INTERNATIONAL
77 rue Pierre Brosolette - 93160 Noisy Le Grand - FRANCE
Tel : +33(0) 143 030 684 - Fax : +33(0) 143 031 598
E-mail : generinter@aol.com - www.generiqueinternational.com



Dispositifs médicaux de classe IIa, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par la Sécurité Sociale.
Lire attentivement l'étiquetage et la notice avant utilisation. MAJ: 16/09/2019