

SUTURES DENTAIRES DENTAL SUTURES

RESORBABLES / ABSORBABLE

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	USP Décimale / Metric		2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
		COULEUR COLOR	Boîte Packaging				

OPTIME® - TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	COULEUR COLOR	Boîte Packaging	2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
13 mm	75 cm	VIOLET	36			18S15G	18S10D
16 mm		VIOLET				18S15K	
19 mm		VIOLET			18S20J	18S15L	
		INC. / UNDYED			18I20J		
24 mm		VIOLET			18S20K		

OPTIME ℞ - TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	COULEUR COLOR	Boîte Packaging	2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
19 mm	75 cm	INC. / UNDYED	36		12S20F		

OPTIME® ℞ - KL / TAPERCUTTING 3/8

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	COULEUR COLOR	Boîte Packaging	2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
14 mm	75 cm	INC. / UNDYED	36				12S10C
18 mm					12S20C	12S15C	

NON RESORBABLES / NON ABSORBABLE

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	USP Décimale / Metric		2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
		COULEUR COLOR	Boîte Packaging				

TERYLENE - TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	COULEUR COLOR	Boîte Packaging	2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
20 mm	75 cm	NOIR / BLACK	36		22275	22207	

ARCHIMED® - TRIANGULAIRE / CUTTING 3/8

Aiguille Needle mm	Fil Thread cm	COULEUR COLOR	Boîte Packaging	2/0 3	3/0 2	4/0 1,5	5/0 1
13 mm	45 cm	NOIR / BLACK	12			LECS15CT13*	LECS10CT13*
			36			LECS15CT13	
16 mm			12		LECS20CT16*	LECS15CT16*	LECS10CT16*
			36		LECS20CT16	LECS15CT16	LECS10CT16
18 mm			12		LECS20CT18*	LECS15CT18*	
			36		LECS20CT18	LECS15CT18	
20 mm			12	LECS30CT20*			
24 mm			12		LECS20CT24*		
			36		LECS20CT24		

Toutes les références sont en simple aiguillée. Autres références : nous contacter / All the references are single armed. Other references: contact us.



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX - FRANCE - www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : export@peters-surgical.com

CE 0459 - LNE-Gmed - Peters Surgical - - Ref : 98MS22 / 12-2012

SUTURES DENTAIRES DENTAL SUTURES



AIGUILLES / NEEDLES

Triangulaire / Cutting

Triangulaire sur toute sa longueur
Idéale pour la chirurgie dentaire

Triangular needle

Perfect for dental surgery



KL / Tapercutting

Aiguille ronde à pointe affûtée pour
une meilleure pénétration des tissus

*Round body needle with a cutting point
for a better tissue penetration*



FILS / THREADS

Les résorbables / Absorbable

OPTIME® : Tresse d'acide polyglycolique (PGA)
(classe III)

- Très bonne tenue aux nœuds
- Temps de résistance : 28/35 jours
- Souplesse, grâce à une induction légère et une structure fine de la tresse



OPTIME®: Polyglycolic acid braid (PGA)
(classe III)

- Very good knot holding
- Strength retention time: 28/35 days
- Soft, thanks to a light coating and a fine structure of the braid

OPTIME® \mathcal{R} : Tresse d'acide polyglycolique (PGA)
traitée pour une résorption rapide (classe III)

- Très bonne tenue aux nœuds
- Temps de résistance : 10/14 jours
- Elimination spontanée des points
- Résultats cicatriciels excellents



OPTIME® \mathcal{R} . Polyglycolic acid braid (PGA)
especially treated for a quick absorption (classe III)

- Very good knot holding
- Strength retention time: 10/14 days
- Spontaneous elimination of the suture
- Excellent wound healing results

Les non résorbables / Non absorbables

ARCHIMED® : Tresse de soie américaine noire cirée
(classe IIb)

- Fil très souple
- Non adhérent au sang



ARCHIMED®: American black waxed silk braid
(classe IIb)

- Very soft material
- Do not stick to blood

TERYLENE : Tresse de polyester noire cirée
(classe IIb)

- Fil synthétique très souple

TERYLENE: Black waxed polyester braid
(classe IIb)

- Very soft synthetic thread

