

roeko Stay-put

Rétraction effective – efficace – parfaite

Rétraction effective – efficace – p

Rétraction parfaite avec Stay-put

Lors de la préparation d'une empreinte, ce sont toujours les mêmes problèmes qui apparaissent. Beaucoup de fils de rétraction se révèlent difficilement malléables. On n'arrive que péniblement à les positionner dans le sulcus et une fois positionnés, ils se dégagent facilement ou ils glissent.

Avec Stay-put, ce genre de problèmes n'existe plus. Le fil reste tel que vous le positionnez.

Stay-put imprégné



Stay-put allie génialement la qualité d'un fil de rétraction tressé à la malléabilité d'un fil extrêmement fin. L'âme malléable stabilise le fil et fait en sorte qu'il garde la forme souhaitée. Stay-put est aisément insérable dans le sulcus et reste dans la position souhaitée. Un recouvrement du fil n'est pas nécessaire. Stay-put imprégné est imprégné avec du chlorure d'aluminium. Ses propriétés astringentes calment en plus les saignements légers du rebord gingival. La circulation sanguine du patient est épargnée par l'absence d'épinéphrine.

Effectif et efficace dans l'utilisation:

Stay-put imprégné arrête les saignements rapidement et efficacement, un refoulage du fil s'avère inutile, ce qui permet des économies de temps et de manipulations.

arfaite

Avantages de Stay-put imprégné:

- calme rapidement les saignements
- n'a aucun effet négatif sur la circulation sanguine
- code couleur pour une bonne différenciation des tailles
- offre un bon contraste par rapport à la gencive
- garde la forme initiale
- ne glisse pas
- facile à fouler
- reste positionné dans le sulcus
- un recouvrement du fil est inutile



L'application est si simple:

À l'aide de ciseaux affûtés, couper un morceau de fil correspondant à la circonférence de la dent. Le recouvrement est inutile.

Placer d'abord le milieu du fil dans le sulcus.



Puis fouler le fil à partir du milieu dans le sulcus.



Stay-put imprégné est disponible dans les tailles extrafin, fin, moyen et gros.

Stay-put non imprégné

La version non imprégnée éprouvée de Stay-put. Vous gardez la possibilité d'imprégner le fil avant le traitement avec l'astringent de votre choix.



Accessoires

Les **fouloirs pour fil de rétraction** de Roeko facilitent la pose du fil de rétraction. Les entailles latérales aux extrémités empêchent le fil de glisser.



Connaissez-vous déjà Comprecap?

Utilisez Comprecap en combinaison avec Stay-put. Comprecap exerce une pression supplémen-



taire sur le fil de rétraction et sur la gencive et calme les saignements par compression. Après avoir retiré Comprecap, vous trouvez une zone de travail idéale: le moignon dentaire est sec, le sulcus largement ouvert, les limites de préparation clairement identifiables.









Comprecap anatomic

Embouts de compression à forme anatomique, parfaitement adaptés à l'anatomie de la série de dents des deux côtés opposés grâce aux découpes demi-sphériques.



Avec Stay-put et Comprecap, vous obtenez une zone de travail idéale pour la prise d'empreinte avec AFFINIS: impressionnante libre des bulles et collerettes ce qui permet des empreintes parfaites.

Stay-put imprégné		Stay-put non imprégné		
extrafin	REF 521 020	extrafin	REF 521 000	
fin	REF 521 021	fin	REF 521 001	
moyen	REF 521 022	moyen	REF 521 002	
gros	REF 521 023	gros	REF 521 003	

Comprecap anatomic				
	Contenu	REF		
Set (1/3/5)	120 pcs.	531 299		
Tailles uniques	,			
1	120 pcs.	531 201		
3	120 pcs.	531 203		
5	60 pcs.	531 205		

Comprecap					
	Contenu	REF			
Set (1/3/5)	150 pcs.	530 000			
Tailles uniq	ues				
1	120 pcs.	530 008			
1	600 pcs.	531 008			
3	120 pcs.	530 010			
3	600 pcs.	531 010			
5	60 pcs.	530 014			
5	400 pcs.	531 014			

Fouloir pour fil de rétraction lisse REF 520 000

cranté REF 520 001

Vous pouvez demander la brochure d'information ou vous rendre sur Internet à l'adresse: www.coltene.com

Coltène/Whaledent AG

Feldwiesenstr. 20 9450 Altstätten/Switzerland Tel. + 41 71 757 53 00 Fax + 41 71 757 53 01 info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG

GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
Tel +49 7345 805 0
Fax +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.

75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72058 Le Mans Cedex 02 / France

Tél +33 2 43 39 30 30 Fax +33 2 43 39 30 40 info.fr@coltene.com

