

Futurabond® M+

ADHÉSIF UNIVERSEL

Futurabond® M+

AVEC CHAQUE GOUTTE VOUS GAGNEZ

Le bonding idéal pour toute situation de bonding :

Futurabond M+ réunit tout ce qu'un praticien exige d'un adhésif dans un seul flacon et ce dont il a normalement besoin dans plusieurs produits. En effet, il permet un travail universel, rapide et de haute qualité. Des mesures scientifiques montrent de très bonnes valeurs d'adhésion de Futurabond M+ à l'émail et à la dentine, confirmant ainsi la fidélité la plus élevée pour le plus grand spectre d'indications d'un adhésif. Néanmoins, des valeurs excellentes d'adhésions à d'autres matériaux, comme les substrats de dioxyde de zirconium, ont également déjà été attestées à l'adhésif mono-flacon universel. Jusqu'à présent, on a été

obligé d'utiliser un primer supplémentaire pour les indications spéciales, comme par ex. la réparation intra-buccale de restaurations tout-céramique. Maintenant, des résultats égaux ou même supérieurs sont obtenus en utilisant seulement Futurabond M+.

Pour perfectionner l'utilisation universelle, Futurabond M+ donne à l'utilisateur la possibilité de décider librement s'il souhaite conditionner les tissus dentaires avec de l'acide phosphorique au préalable ou non. Grâce à une nouvelle technologie de monomère, le surmordançage de la dentine est exclu, évitant ainsi des sensibilités post-opératoires.

Choix libre de la technique de mordançage :

- Automordançage ✓
- Mordançage sélectif ✓
- Mordançage total ✓

Pour restaurations **directes et indirectes** avec tous les composites photopolymérisables, autdurcissables ou bi-polymérisants à base de méthacrylate.*

Une mouillabilité optimisée permet le **scellement sûr** des tubulis dentinaires – pas de sensibilités post-opératoires.

Pour **réparations intra-buccales** d'obturations, de revêtements en céramique et de restaurations tout-céramique.

Application d'une seule couche – travail rapide en **35 secondes** seulement

Le contenu suffit pour plus de **250 traitements.**



* Pour les composites autdurcissables et bi-polymérisants en combinaison avec Futurabond M+ DCA (activateur pour la bi-polymérisation)


Futurabond® M+

FLEXIBLE ET FIABLE

Restauration directe



Réparation des restaurations tout-céramique



Futurabond® M+

ADHÉSIF UNIVERSEL

Indications

Restaurations directes et indirectes avec tous les composites d'obturation, de reconstitution du moignon et de fixation photopolymérisables à base de méthacrylate

Réparation intra-buccale d'obturations, de revêtements en céramique et de restaurations tout-céramique sans primer supplémentaire

Traitement de collets hypersensibles

Vernis protecteur pour obturations à base de ciment verre ionomère

Scellement de cavités avant les restaurations en amalgame et avant le scellement provisoire

En combinaison avec Futurabond® M+ DCA (activateur pour la bi-polymérisation)

Restaurations directes et indirectes avec tous les composites d'obturation, de reconstitution du moignon et de fixation autodurcissants ou bi-polymérisants à base de méthacrylate

Scellement de pivots radiculaires avec des composites de fixation bi-polymérisants ou autodurcissants

Avantages

- Utilisation avec ou sans application préalable de l'acide phosphorique
- Parfaitement apte pour les restaurations directes et indirectes
- Adhésion sûre aux divers matériaux comme le métal, le dioxyde de zirconium, l'oxyde d'aluminium et la céramique à la silice, sans primer supplémentaire
- Application d'une seule couche – travail rapide en 35 secondes seulement

Présentations

- | | |
|----------|---------------------------------|
| REF 1515 | Flacon 5 ml |
| REF 1516 | Flacon 3 × 5 ml |
| REF 1518 | Futurabond M+ DCA – flacon 2 ml |



VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1-3
27472 Cuxhaven
Allemagne
Tél.: +49 (0) 4721-719-0
Fax: +49 (0) 4721-719-140
info@voco.com
www.voco.fr

Distributeur :