

PRODUITS EN COTON



Exigez la perfection

... tout en coton

roeko

- Un savoir-faire technique de haut niveau – axé sur la qualité et l'automatisation maximale
- Des matières premières de qualité pharmaceutique – contrôles de la pureté, des fibres étrangères, du pouvoir absorbant et résidus tensioactifs
- Polyvalence et conception intelligente – pour répondre aux besoins des dentistes

Des produits en coton de qualité allemande

 **COLTENE**

ROEKO – un nom – des années d'expérience – un grand savoir-faire technique – un souci absolu de qualité

La qualité des produits en coton se justifie par son efficacité. Grâce aux normes pointues appli-

quées lors de leur fabrication, les produits en coton ROEKO garantissent une utilisation économe,

un travail sans interruption et au final, une perfection incontestable.



LUNA GOLD

Observez et sentez la différence
LUNA GOLD présente une couche mucophile qui se retire aisément sans être mouillée – cette couche permet de prévenir les réactions cutanées et de gagner du temps. La bande dorée différencie clairement LUNA GOLD des rouleaux salivaires ordinaires.

Pour une utilisation régulière, nous recommandons

LUNA – une absorption prolongée et une stabilité dimensionnelle exceptionnelle

COTTON-ROLL – particulièrement doux et avec une absorption rapide.

Les rouleaux salivaires ROEKO ne sont pas blanchis au chlore.

ROLL-O-MAT

Un système aussi simple qu'ingénieux : une légère pression sur le couvercle suffit pour éjecter un seul rouleau de coton qui reste sur la fourche distributrice, prêt à l'emploi. ROLL-O-MAT est proposé en plastique blanc ou en acier inoxydable.




LUNA FOR KIDS

Spécialement conçus pour les très jeunes patients

les rouleaux salivaires LUNA FOR KIDS sont particulièrement courts et pourtant très stables tout comme leurs homologues plus grands, Luna. Ils laissent un espace généreux pour travailler, même dans les bouches les plus petites. Les rouleaux salivaires ROEKO ne sont pas blanchis au chlore.

LUNAMAT

LUNAMAT est équipé d'un tiroir ; à chaque ouverture le tiroir se charge automatiquement de 2 ou 3 rouleaux prêts à l'emploi.



PAROTISROLL

Rouleau de coton multifonctionnel avec ressort

La tige à ressort génère la pression nécessaire pour une fixation automatique de PAROTISROLL. En application buccale, linguale ou labiale, il maintient la bouche ouverte et retient la langue et les lèvres. Correctement positionné, il prévient également le flux de salive en exerçant une pression sur la glande parotide.

PAROTISROLL ANATOMIC

Conçu par Dr Hannelore Oberschachtsiek PAROTISROLL anatomic est le rouleau Parotisroll doté d'extrémités aplaties. Les extrémités plates facilitent la pose du rouleau de coton et réduisent la sensation de corps étranger dans la bouche.

PAROTIMAT

Pour un conditionnement hygiénique et une distribution individuelle de 50 PAROTISROLLS.



DISTRIBUTEURS DE ROULEAUX SALIVAIRES

Les distributeurs de cotons salivaires ROEKO vous permettent d'avoir les cotons à portée de main pendant les soins, tout en garantissant leur hygiène en les protégeant de la poussière et des projections.



BOULETTES DE COTON

Forme et taille uniformes

La production entièrement automatisée des boulettes de coton ROEKO garantit leur uniformité de forme et de taille et par conséquent leur fiabilité. Elles sont idéalement indiquées pour le séchage de cavités et la pose de médicaments.

#000 #00 #0 #1 #2



Ø 3 mm Ø 4 mm Ø 4,8 mm Ø 6,3 mm Ø 7,6 mm

SOLOMAT

Le distributeur élégant

Dans ce distributeur en acier inoxydable, les boulettes de coton sont repoussées vers la surface par un système à ressort. La surface résistante aux rayures et à l'abrasion prévient les dépôts bactériens. Elle est aussi facile à nettoyer et désinfecter.



SOLOMAT-N

Pour la distribution individuelle de boulettes de coton ou en mousse

Distributeur en plastique autoclavable avec système de recharge. Les boulettes de coton sont poussées manuellement vers la surface.



COMPRECAP

Les coiffes de compression COMPRECAP sont d'une aide précieuse lors de la prise d'empreinte. Elles favorisent l'hémostase à travers leur action compressive et assèchent les moignons dentaires.

COMPRECAP ANATOMIC

Les coiffes de compression COMPRECAP ANATOMIC présentent des sections semi-circulaires qui leur permettent d'épouser parfaitement la forme de l'arcade dentaire.

SOLOMAT-CLICK

Le distributeur intelligent

SOLOMAT-CLICK est doté d'une grille distributrice, d'un couvercle et d'une base rechargeable. Ces 3 éléments s'emboîtent, ce qui facilite la mise en place d'une nouvelle recharge. La base en acier inoxydable garantit la stabilité nécessaire du distributeur.



DISTRIBUTEUR DE BOULETTES DE COTON


Les distributeurs de boulettes de coton ROEKO vous permettent d'avoir les boulettes à portée de main pendant les soins, tout en garantissant leur hygiène en les protégeant de la poussière et des projections. Les boulettes peuvent être retirées d'une seule main grâce à un support stable et un couvercle d'ouverture facile. À l'opposé des sections avec grille, la section distributrice présente des barres arrondies qui empêchent la compression des boulettes lorsqu'elles sont retirées.

Références produits

| | Contenu | RÉF | | | | Contenu | RÉF | | | | | |
|--|--------------|---------|---------|----------------------------|----------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| LUNA | 300 g | # 1 | 100 001 | PAROTISROLL | ∅ | L | 100 unités | 160 001 | | | | |
| | | # 2 | 100 002 | | | | | | # 1 | 9 mm | 80 mm | 160 002 |
| | | # 3 | 100 003 | | | | | | # 2 | 10 mm | 80 mm | 160 003 |
| | | # 4 | 100 004 | | | | | | # 3 | 10 mm | 100 mm | 160 005 |
| | # 4 | 100 004 | # 5 | | | | | | 8 mm | 100 mm | 160 013 | |
| | 500 unités* | # 1 | 105 001 | anatomic | 10 mm | 100 mm | 50 unités | 160 013 | | | | |
| | | # 2 | 105 002 | PAROTIMAT | | | 1 unité | 162 100 | | | | |
| | | # 3 | 105 003 | 112 × 103 × 82 mm | | | | | | | | |
| | 1000 unités* | # 1 | 104 001 | BOULETTES DE COTON | ∅ | # 000 | 1,5 g | 210 000 | | | | |
| | | # 2 | 104 002 | | | | | | 3,0 mm | # 00 | 4,0 g | 210 100 |
| | | # 3 | 104 003 | | | | | | 4,0 mm | # 0 | 4,0 g | 210 110 |
| | | | 4,8 mm | | | | | | # 1 | 10,0 g | 210 111 | |
| | | 6,3 mm | # 2 | | | | | | 10,0 g | 210 112 | | |
| | | 7,6 mm | | | | | | | | | | |
| LUNA FOR KIDS | 200 unités | # 2 | 100 032 | SOLOMAT ¹ | | | 1 unité | | | | | |
| LUNA GOLD | 300 g | # 1 | 109 121 | acier inoxydable | # 000 | | 6001 9711 | | | | | |
| | | # 2 | 109 122 | 72 × 53 × 50 mm | # 00 | | 6001 9712 | | | | | |
| | | # 3 | 109 123 | | # 0 | | 6001 9713 | | | | | |
| | 1000 unités* | # 1 | 109 101 | | # 1 | | 6001 9714 | | | | | |
| # 2 | | 109 102 | | # 2 | | 6001 9715 | | | | | | |
| # 3 | | 109 103 | | | | | | | | | | |
| COTTON-ROLL | 1000 unités* | # 1 | 104 011 | SOLOMAT-CLICK ² | | | 1 unité | | | | | |
| | | # 2 | 104 012 | plastique | # 000 | | 224 000 | | | | | |
| | | # 3 | 104 013 | 43 × 50 × 41 mm | # 00 | | 224 100 | | | | | |
| ROLL-O-MAT plastique, blanc 134 × 100 × 48 mm | 1 unité | | 120 004 | RÉASSORTS | # 000 | 3 unités | 214 000 | | | | | |
| | | | 120 005 | | | | | # 00 | 214 100 | | | |
| acier au nickel-chrome 134 × 100 × 43,5 mm (utilisable pour les rouleaux de coton des tailles 1-3), longueur standard (36 - 40 mm) Non utilisable avec LUNA FOR KIDS. | | | | | | | | # 0 | 214 110 | | | |
| LUNAMAT plastique, blanc 52 × 106 × 100 mm (utilisable pour les rouleaux de coton des tailles 1-4), longueur standard (36 - 40 mm) et avec LUNA FOR KIDS. | 1 unité | | 120 000 | SOLOMAT-N ² | # 000 | 1 unité | 223 000 | | | | | |
| | | | | | | | | # 00 | 223 100 | | | |
| | | | | | | | | # 0 | 223 110 | | | |
| | | | | # 1 | 223 111 | | | | | | | |
| | | | | # 2 | 223 112 | | | | | | | |
| | | | | RÉASSORTS | # 000 | 6 unités | 213 000 | | | | | |
| | | | | | # 00 | 213 100 | 213 100 | | | | | |
| | | | | | # 0 | 213 110 | 213 110 | | | | | |
| | | | | | # 1 | 213 111 | 213 111 | | | | | |
| | | | | | # 2 | 213 112 | 213 112 | | | | | |
| | | | | COMPRECAP | # 1 | 120 unités | 530 008 | | | | | |
| | | | | | # 1 | 600 unités | 531 008 | | | | | |
| | | | | | # 3 | 120 unités | 530 010 | | | | | |
| | | | | | # 3 | 600 unités | 531 010 | | | | | |
| | | | | | # 5 | 60 unités | 530 014 | | | | | |
| | | | | | # 5 | 400 unités | 531 014 | | | | | |
| | | | | | Assortiment (#1/3/5) | 120 unités | 530 000 | | | | | |
| | | | | COMPRECAP ANATOMIC | # 1 | 120 unités | 531 201 | | | | | |
| | | | | | # 3 | 120 unités | 531 203 | | | | | |
| | | | | | # 5 | 60 unités | 531 205 | | | | | |
| | | | | | Assortiment (#1/3/5) | 120 unités | 531 299 | | | | | |

* Pour l'export uniquement

© 2016 Coltene/Whaledent AG - www.coltene.com



¹⁾ Distributeur fourni sans boulettes de coton

²⁾ Distributeur fourni avec boulettes de coton

Coltene/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com

Coltene/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com

 **COLTENE**