

# ELSODENT

Des produits cliniques à la biocompatibilité +++

## Core D Flow

Matériau composite de reconstitution «dual»



### Avantages

- Thixotropie étudiée pour l'injection dans les cavités difficile d'accès et quand la fluidité n'est pas un problème pour la mise en place.
- Dureté équivalente à celle de la dentine : aucune différence de sensation quand la fraise passe de la dentine au matériau.
- Excellente résistance à la flexion (125 MPa).
- Scellement des tenons radiculaires, en conjonction avec un adhésif «dual».

### Références & présentations

---

CDF-5 (dentine) 2 seringues de 2.5 ml (4.8gr) + 10 embouts mélangeurs + 5 embouts intra-oraux réguliers + 5 embouts intra-oraux extra fin

---

DM classe IIA. Organisme certificateur : SNCH. Fabricant : G-Pharma



Téléphone : 01 30 37 75 75 - [elsodent@elsodent.com](mailto:elsodent@elsodent.com) [www.elsodent.com](http://www.elsodent.com)  
ELSODENT, 35 Avenue du Gros Chêne - BP 50072 - HERBLAY - 95612 CERGY PONTOISE CEDEX - FRANCE