

# ELSOTEMP

Ciment d'obturation provisoire fluoré

## AVANTAGES

**Formule unique contenant de la résine** pour éviter une expansion non contrôlée lors de la prise. Aucun risque de fracture de parois dentaires

**Prise rapide, haute dureté finale**, pour une reprise de fonction masticatoire en un temps court

Ne se détache pas. **Peut rester en bouche plus d'un mois** si nécessaire

**Ne sèche pas** dans le pot, même ouvert

**Sans eugénol**. Pas d'interférence dans la prise des résines ou des composites

**Souple avant la prise** pour une application parfaite du ciment dans toutes les zones de la cavité

**PH neutre**, pas d'agression pulpaire

S'élimine aux ultra-sons

Action bactériostatique du **fluor**



## CONSISTANCE

Gris	souple
Blanc	normale
Rose	dure

## REFERENCES & PRESENTATIONS

**TPS-B** Boîte de 3 seringues de 28g blanc

**TPS-R** Boîte de 3 seringues de 28g rose

**TPP-B** Boîte de 6 pots de 28g blanc

**TPP-G** Boîte de 6 pots de 28g gris

**TPP-R** Boîte de 6 pots de 28g rose

*Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)*