

# HEMOSAL

Gel astrigeant à base de sulfate d'aluminium à 25%

## AVANTAGES

Gel thixotrope. Mise en place facile, précise et rapide

Ne provoque pas de coloration noire, à la différence du sulfate ferrique

Aide à réduire l'inflammation gingivale

Universel : indications multiples

Pas de contre-indications

Goût framboise agréable

## INDICATIONS

### DENTISTERIE RESTAURATRICE

Conditionnement de la gencive lésée lors de la préparation de cavités de classe V juxta-gingivales, pour éviter la décoloration de la restauration directe

### PRÉPARATIONS PROTHÉTIQUES

Déposer un cordon d'Hemosal sur le sulcus et insérer le fil de rétraction à travers, pour une rétraction optimum et non-traumatique de la gencive

### ENDODONTIE

Traitement d'un canal hémorragique



## REFERENCES & PRESENTATIONS

**HSA-6** Kit 4x1,5g (1,2ml) + 10 embouts

**LTL** Embouts aiguilles noirs gauge 20 x100

*Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)*