

HARMONY

Matériaux d'empreinte vinyl polysiloxane

AVANTAGES

Spécialement développé pour être un des matériaux les plus **précis** et **hydrocompatibles** de sa catégorie

Thixotropie : reste en place sans couler, notamment dans le sulcus, pour une empreinte précise. Se re-fluidifie sous l'action compressive du Putty

Aspect mat pour une lecture rapide et précise et donc une correction immédiate de l'empreinte si nécessaire

Grande résistance au déchirement (3 à 5%)

Très bonne stabilité dimensionnelle (< 0.2%)

Excellent recouvrement après déformation (> 99%)



VISCOSITÉS & TEMPS DE PRISE

Basse viscosité, prise normale

Basse viscosité, prise rapide pour l'empreinte en 2 temps ("Wash Technique")

Viscosité médium, prise normale
Idéale empreinte 1 temps (double mélange)

Putty soft, prise normale

Putty soft, prise rapide

REFERENCES & PRESENTATIONS

HPN-600	Putty soft, prise normale, base + catalyse 2x300ml
HPF-600	Putty soft, prise rapide, base + catalyse 2x300ml
HM-100	Impression moyenne viscosité, 2x50ml + 10 embouts mélangeurs
HLN-100	Impression basse viscosité, prise normale, 2x50ml + 10 embouts mélangeurs
HLF-100	Impression basse viscosité, prise rapide, 2x50ml, + 10 embouts mélangeurs
HM-200	Impression moyenne viscosité, 4x50ml
HLN-200	Impression basse viscosité, prise normale, 4x50ml
HLF-200	Impression basse viscosité, prise rapide, 4x50ml
EJ-100	Embouts mélangeurs jaunes x100
IJ-100	Embouts intra-oraux jaunes x100

Dispositif médical de classe I