

Perio-Mate

Élimination du Biofilm

Les pièces à main Perio-Mate sont utilisées pour le traitement des poches parodontales et des péri-implantites.

Au cours des interventions de nettoyage, il est essentiel d'éviter les lésions au niveau des tissus mous et des surfaces radiculaires à l'intérieur des poches parodontales. Le pulvérisateur d'eau ultrafin du Perio-Mate et la poudre Perio-Mate à base de glycine s'associent afin de supprimer en douceur la plaque dentaire des poches parodontales en seulement 20 secondes.

Grâce à des années d'expérience dans l'analyse de la dynamique des fluides acquise dans le développement de la technologie des turbines, NSK a conçu une méthode de pression de pulvérisation sûre et extrêmement efficace permettant une élimination rapide et précise de la plaque dentaire présente dans les régions sous-gingivales. L'association de la buse fine du Perio-Mate et de l'embout plastique flexible, améliore non seulement la sécurité des interventions, mais offre également une visibilité et un confort optimaux. La forme et la composition de la buse la rendent également facile à utiliser, permettant un accès minutieux et aisé aux tissus mous et assurant des traitements en toute sécurité.

Avantages

- Insert jetable • Entretien facile • Anneau de contrôle du débit de poudre
- Forme de l'insert effilée • Rotation à 360°



Perio-Mate

Élimination du Biofilm

Des inserts inédits



Le design du nouvel insert NSK incorpore des matériaux semi-transparents améliorant la visibilité pendant les interventions. Les inserts à usage unique offrent une facilité d'utilisation et une sécurité plus grandes.

Le design plastique et flexible de l'insert garantit une bonne accessibilité à la poche en toute sécurité



L'insert fin possède le degré de flexibilité idéal pour passer délicatement sur la surface des dents. Il s'insère facilement dans les poches étroites et dans les surfaces radiculaires des dents adjacentes sans incommoder le patient. Des réglages rapides du bout des doigts permettent également une orientation appropriée de la buse et assurent un angle de pulvérisation optimal permanent.

Le design optimisé de l'insert basé sur une analyse des fluides assure un débit de poudre parfait dans la poche



L'analyse NSK de la dynamique des fluides acquise grâce à des années d'expérience dans le développement de la technologie des turbines prend pleinement en compte l'espace limité de la poche dans lequel le praticien doit opérer. Résultat : une pulvérisation de poudre idéale, une élimination précise de la plaque dentaire sous-gingivale, et des lésions minimales des tissus mous.

Accessibilité optimale

Même dans les confins étroits de la cavité buccale, la buse du Perio-Mate permet de couvrir une plus grande surface de travail tout en assurant une visibilité excellente et des interventions sous-gingivales plus faciles. La forme allongée de la buse est conçue pour permettre un accès aisé même dans des zones particulièrement difficiles.





Une rotation à 360° pour des interventions sûres et efficaces



La pièce à main peut être facilement orientée du bout des doigts même au cours d'interventions complexes. La buse permet également un meilleur accès aux régions difficiles à atteindre, et n'affecte ni les dents ni les tissus mous avoisinants.

Anneau de contrôle du débit de poudre



L'anneau de contrôle du débit de poudre du Perio-Mate simplifie et rend intuitif le réglage minutieux grâce à des ajustements rapides du bout des doigts. Vous pouvez délicatement et efficacement retirer la plaque dentaire et traiter les péri-implantites, même situées dans des poches parodontales sensibles et sur des implants. En plus d'un contrôle et d'un arrêt aisés du débit de poudre, vous pouvez éliminer la plaque dentaire sans interruption.



Entretien



La buse, l'insert plastique, la pièce à main et le compartiment à poudre peuvent être démontés séparément pour le nettoyage et la désinfection. L'utilisation de la buse de spray simplifie la maintenance.

Système complet Perio-Mate

MODÈLE	RÉFÉRENCE		
PER-PTL-P	Y1002654		Raccord NSK
PER-KV-P	Y1002655		KaVo® MULTiflex LUX®
PER-SR-P	Y1002656		Sirona® Quick Coupling
PER-WH-P	Y1002657		W&H® Roto Quick®
PER-BA-P	Y1002658		Bien-Air® Unifix®
PER-M4-P	Y1002659		Se raccorde directement au cordon MIDWEST
PER-B2-P	Y1002660		Se raccorde directement au cordon BORDEN

Contenu

- Pièce à main • Compartiment à poudre • Insert plastique (40 pièces)
- Kit de maintenance



Inserts Perio-Mate

Inserts jetables

MODÈLE Insert Perio-Mate
RÉFÉRENCE Y1002741

- 40 pièces par boîte



Perio-Mate Powder

Poudre pour traitement sous-gingival

- À base de glycine
- Taille moyenne des particules < 45µm

MODÈLE Poudre Perio-Mate
RÉFÉRENCE Y900938

- 4 flacons par boîte • Chaque flacon contient 100 g

Intervention clinique

- Vingt secondes par dent (cinq secondes par côté) sont idéales pour l'élimination de la plaque dentaire.
- À utiliser pour les péri-implantites dans un rayon de 5 mm de la zone infectée par la gingivite. (Pour une maintenance en cas de traitement de parodontie et de péri-implantite après achèvement du traitement initial ; jusqu'à 5 mm de profondeur uniquement pour les poches parodontales.)

*Des exemples de protocole sont disponibles sur demande, et peuvent également être obtenus sur notre site web, www.nsk.fr

*Ne laver ni le compartiment à poudre ni son couvercle en thermodésinfecteur. Lavable en thermodésinfecteur Passage en autoclave jusqu'à 135 °C