



LUBRICARE
UN ENTRETIEN FACILE ET ÉCONOMIQUE

LUBRICARE

UN ENTRETIEN FACILE ET ÉCONOMIQUE



Rapidité, simplicité et économie qualifient parfaitement l'appareil d'entretien Lubricare, surtout s'il est utilisé avec les produits Bien-Air Spraynet et Lubrifluid, des sprays qui correspondent chacun à une phase du cycle d'entretien: Spraynet, pour une dissolution des impuretés et un nettoyage interne et externe de l'instrument, Lubrifluid, pour une lubrification efficace des instruments.

Lubricare et les sprays d'entretien Bien-Air vous accompagnent dans l'utilisation quotidienne de vos instruments et vous garantissent à la fois un entretien irréprochable, un fonctionnement optimal et une durée de vie prolongée.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL LUBRICARE

Capacité	Jusqu'à 4 instruments par cycle de nettoyage
Durée de nettoyage	25 secondes par cycle de nettoyage, par instrument 2 modes de nettoyage/lubrification à disposition: mode normal et mode intensif
Type d'instrument	Turbines, contre-angles et pièces à main
Entretien	Nettoyage et lubrification
Consommation	5 fois plus économique que l'entretien manuel. Lubricare permet 400 cycles d'entretien avec 1 bouteille de Spraynet et 1 bouteille de Lubrifluid.
Système d'aspiration	Un système d'aspiration élimine les vapeurs d'huile. Un récupérateur absorbe l'excédent de lubrifiant, pour une zone de travail plus propre et une meilleure hygiène.
Détecteur de lubrifiant	Un détecteur de lubrifiant surveille le statut du système et détecte un manque de lubrifiant
Raccordement	Compatibles avec accouplement type E selon ISO 3964 et raccord turbines 4 ou 5 voies
Alimentation	AC 100-240 V 50/60 Hz
Pression d'air	0,3 ~0,5 MPa
Pression d'air recommandée	0,35 MPa
Débit d'air	40~60 NL/min
Poids	Env. 10 kg
Dimensions (y compris le régulateur)	Largeur 300 x hauteur 370 x profondeur 300 mm
Réf. Lubricare	1600915-001
Réf. Spraynet	1600036-006 Spray de nettoyage. Bouteille de 500 ml. Carton de 6 pièces
Réf. Lubrifluid	1600064-006 Spray de lubrification. Bouteille de 500 ml. Carton de 6 pièces



www.club-bienair.com
Profitez d'avantages exceptionnels

