




CanalPro™ Apex Locator Compact


Pratique, peu encombrant et précis

CanalPro Apex Locator Compact est un localisateur d'apex précis, simple d'utilisation et abordable pour les spécialistes de l'endodontie comme pour les dentistes généralistes réalisant des traitements canaux. L'affichage graphique en couleur de CanalPro Apex facilite l'obtention de résultats optimaux lors de la détermination de la longueur de travail et de la localisation d'apex.


- Résultats dans les canaux secs comme humides
- Affichage LCD pour des performances optimales
- Mode démonstration intégré pour mieux présenter le fonctionnement



Suivi de la progression de la lime



Centre de la zone apicale



Exploration instrumentale excessive

RÉFÉRENCES PRODUITS

6001 9095 CanalPro Apex Locator Compact Kit UE

- 1 appareil CanalPro Apex Locator Compact
- 1 base pour l'appareil
- 2 piles boutons au lithium CR2032
- 1 câble de mesure
- 2 clips de lèvre
- 2 pince-lime
- 1 sonde de contact
- 1 tournevis
- 1 manuel de l'utilisateur

6001 4335 CanalPro Apex Locator Câble de mesure (1 unité)

6001 4336 CanalPro Apex Locator Pince-lime (2 unités)

6001 4337 CanalPro Apex Locator Sonde de contact (2 unités)

6001 4338 CanalPro Apex Locator Clips de lèvre (5 unités)

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-----------------------------------|
| Dimensions | 93 x 54 x 13 mm |
| Poids | 60 g |
| Type d'écran : | LCD graphique couleur supprimer |
| Taille de l'écran : | 51 x 38 mm |
| Alimentation : | 2 piles boutons au lithium CR2032 |
| Arrêt automatique après 2 minutes de non utilisation | |

© 2016 Coltène/Whaledent AG – www.coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
Synergie Park
3 avenue Louis Néel
59260 Lezennes / France
T +33 320 64 64 00
F +33 320 64 64 03
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstr. 20
9450 Altstätten / Suisse
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent GmbH + Co. KG
Raiffeisenstraße 30
89129 Langenau / Germany
T +49 7345 805 0
F +49 7345 805 201
info.de@coltene.com