

## PRÉPARATION STANDARD

Idéal pour la préparation de cavités, couronnes, polissage et excavation

M20 L (1:1)

M07 L (2.7:1)

L68

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
40 000

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



L66 B

TRANSMISSION  
3:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
13 300

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



L80

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE  
DE ROTATION MAX.  
40 000

TYPE DE FRAISE  
Fraises FG  
1,6 mm



L52 Mini

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE  
DE ROTATION MAX.  
40 000

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



L68 B

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
40 000

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



L67

TRANSMISSION  
2:1

VITESSE  
DE ROTATION MAX.  
20 000

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



## PROPHYLAXIE

Interaction parfaite avec toutes les brochettes et cupules

M07 L (2.7:1)

L31

TRANSMISSION  
2:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
env. 3 000

TYPE DE FRAISE  
Cupules de polissage et  
brochettes



L61 R

MOUVEMENT  
vertical amorti  
0,8 mm  
36 positions de réglage

TYPE DE FRAISE  
Limes interdentaires,  
par ex. intensives



L53

MOUVEMENT  
Mouvement rotatif  
alternatif  
d'env. 60°

TYPE DE FRAISE  
Fraise de  
contre-angle  
2,35 mm



L61 G

MOUVEMENT  
vertical amorti  
0,8 mm  
rotation libre

TYPE DE FRAISE  
Limes interdentaires,  
par ex. intensives



## CHIRURGIE

Des dimensions extrêmement réduites pour les interventions de microchirurgie

M20 L (1:1)

L22

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
20 000 rpm

TYPE DE FRAISE  
Fraises boule  
et fraises  
coniques en U  
Taille 0 et 2



## ENDODONTIE

Pour les applications d'endodontie en association avec KaVo ESTETICA® E80, E70 ou E50

M29 L (7.4:1)

L53

MOUVEMENT  
Mouvement rotatif  
alternatif  
d'env. 60°

TYPE DE FRAISE  
pour pièces à  
main d'endodontie  
2,35 mm



L3

MOUVEMENT  
Mouvement rotatif  
alternatif  
d'env. 90°

TYPE DE FRAISE  
pour pièces à main  
d'endodontie manuelle



L3 Y

MOUVEMENT  
Mouvement vertical de  
0,4 mm

TYPE DE FRAISE  
pour pièces à main  
d'endodontie manuelle



L62

TRANSMISSION  
10:1  
VITESSE DE  
ROTATION MAX. 540

TYPE DE FRAISE  
Pour pièces à main  
d'endodontie  
2,35 mm



M20 L (1:1)

L68 B

TRANSMISSION  
1:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
40 000

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm



L66 B

TRANSMISSION  
3:1

VITESSE DE  
ROTATION MAX.  
13 300

TYPE DE FRAISE  
Fraise de contre-angle  
2,35 mm

