

# Un protocole parfait avec l'Hygoprint

À commander en même temps !



Grâce à l'Hygoprint, vous consignez vos stérilisations en conformité avec les recommandations de l'Institut Robert-Koch. Vous pouvez compléter le système par des blocs de protocoles pré-imprimés pour votre documentation centralisée.

#### Hygoprint étiqueteuse

inclus 2 rouleaux d'étiquettes, réf. 6020-080-50/03

#### Rouleau de recharges autocollantes

5 rouleaux de 1000 étiquettes, réf. 6020-090-50/03

#### Rouleau de recharges à double encollage

8 rouleaux de 500 étiquettes, réf. 6020-090-51/03

#### Recharge d'encre

réf. 6020-080-60

#### Blocs de protocoles pour la documentation

5 blocs de 100 feuilles, réf. 6020-090-10/03



# Commandez les sachets Hygofol dès maintenant auprès de votre dépôt

## Hygofol sachets de stérilisation transparents

7,5 x 30 cm, 500 sachets	réf. 6020-061-00
10 x 30 cm, 500 sachets	réf. 6020-062-00
15 x 30 cm, 500 sachets	réf. 6020-063-00

## Hygofol sachets de stérilisation transparents en rouleau

5 cm x 100 m	réf. 6020-050-50
7,5 cm x 100 m	réf. 6020-051-50
10 cm x 100 m	réf. 6020-052-50
15 cm x 100 m	réf. 6020-053-50
25 cm x 100 m	réf. 6020-055-50
Hygopac Sealcheck	réf. 6022100027
Test de soudure pour validation annuelle des performances	réf. 0000-500

Prix et conditions générales de vente à voir auprès de votre dépôt.

Dispositif Médical de classe I  
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la notice.  
Produits non remboursés par les organismes de santé.

P007-577-03/DD-dd.de//01/105 Sous réserve de modifications techniques

Expéditeur (tampon du cabinet)

Nom :

Rue :

Code postal/ville :

Date et Signature :

DÜRR DENTAL FRANCE  
8 rue Paul Héroult  
92500 Rueil-Malmaison  
France  
www.duerrdental.fr  
info@durr.fr

 **DÜRR DENTAL**  
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

# Emballage simple et sûr des instruments

Hygofol de Dürr Dental, l'emballage de matériel stérile



AIR COMPRIMÉ  
ASPIRATION  
IMAGERIE  
ODONTOLOGIE  
CONSERVATRICE  
HYGIÈNE

 **DÜRR DENTAL**  
LE MEILLEUR, TOUT UN SYSTÈME

Un emballage stérile rapide,  
sûr et conforme aux normes

Sachets pratiques en trois  
dimensions



Une bonne stérilisation fait partie des choses les plus importantes du cabinet dentaire. L'emballage de stérilisation Hygofol est constitué d'un film plastique multicouche et d'un papier ultra-résistant aux déchirures qui garantissent un maximum de sécurité. En l'utilisant avec la soudeuse mécanique Hygopac Plus de Dürr Dental, vous obtenez des soudures d'une largeur de 12 mm, facile à ouvrir. Vous remplissez ainsi parfaitement aux exigences des normes EN ISO 11607 et EN 868.

Avec Hygopac Sealcheck, le test de soudage prêt à l'emploi vous permet de réaliser un contrôle quotidien de la qualité de la soudure dans le cadre de la qualification opérationnelle (OQ) selon la norme EN ISO 11607-2.



Les sachets prédécoupés Hygofol existent en trois dimensions standard : 7,5 x 30 cm, 10 x 30 cm et 15 x 30 cm. Avec cette solution pratique vous emballez tous vos instruments rapidement et en toute sécurité.

Encoche pour le pouce afin de faciliter les manipulations



En rouleau pour une découpe optimisée et sur mesure

Hygofol existe également en rouleau. Cette variante est idéale pour les confections individuelles. Vous pouvez ainsi emballer vos instruments avec une plus grande précision. Le rouleau est disponible en cinq tailles : 5 cm x 100 m, 7,5 cm x 100 m, 10 cm x 100 m, 15 cm x 100 m, 25 cm x 100 m.

### Points importants :

- Manipulation simple, sécurité maximale
- Répond aux exigences des normes DIN EN ISO 11607-1 et EN 868