








Compendium VITA

Mars 2019
Polissage



VITA – perfect match.

VITA




VITA – perfect match.

VITA

VITA ENAMIC® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la céramique hybride VITA ENAMIC



Description du produit

Les coffrets de polissoirs VITA ENAMIC ont été mis au point pour un traitement de surface sûr, rentable et adapté à la céramique hybride, aussi bien au cabinet dentaire qu'au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage. Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des points de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées contribuent à la grande précision du polissage.

Manipulation simple et sûre:

Les instruments garantissent un fort retrait. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments cliniques peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA ENAMIC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les risques de microfissures par exemple sont évités.

Contenu

VITA ENAMIC Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA ENAMIC Polishing Set technical:

Il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

Produktteaser (Text)

Pour un prépolissage/lustrage efficace

Produktteaser (Hover)

Système de polissage à deux niveaux pour le prépolissage/lustrage de la céramique hybride

VITA ENAMIC® Polishing Set articles
VITA ENAMIC® Polishing Set

Désignation		N° art.
VITA ENAMIC Polishing Set clinical		EENPSETCV1
VITA ENAMIC Polishing Set technical		EENPSETT
Instrument à polir technical, lentille, VI-EL16f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHEL16F6
Instrument à polir technical, lentille, VI-EL16m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHEL16M6
Instrument à polir technical, roue, VI-ER15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHER15F6
Instrument à polir technical, roue, VI-ER15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHER15M6
Instrument à polir technical, pointe, VI-ES5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHES5F6
Instrument à polir technical, pointe, VI-ES5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHES5M6
Instrument à polir technical, torpille, VI-ET6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHET6F6
Instrument à polir technical, torpille, VI-ET6m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHET6M6
Instrument à polir clinical, Brush, VI-EB14f Polissage haute brillance (gris), 3 pièce		ERWEB14F3
Instrument à polir clinical, Brush, VI-EB14m Prépolissage (rose), 3 pièce		ERWEB14M3
Instrument à polir clinical, cupule, VI-EC6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEC6F6
Instrument à polir clinical, cupule, VI-EC7m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEC7M6
Instrument à polir clinical, lentille, VI-EL10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWEL10F6
Instrument à polir clinical, lentille, VI-EL10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWEL10M6

VITA SUPRINITY® Polishing Set

Pour le pré-polissage et le lustrage de la VITA SUPRINITY PC



Description du produit

Les coffrets de polissage VITA SUPRINITY ont été conçus pour un traitement de surface des restaurations en céramique de silicate de lithium dopée au dioxyde de zirconium (ZLS), sûr, rentable et adapté au matériau, effectué au cabinet dentaire et au laboratoire. Les coffrets contiennent diverses pointes à polir pour le pré-polissage et le lustrage.

Ces instruments assurent le polissage des surfaces occlusales, des cuspidés, des sillons et des zones de contact des restaurations tout en préservant le matériau. Les instruments confèrent une remarquable brillance finale aux restaurations.

Avantages

Excellents résultats:

Ces instruments donnent une excellente qualité de surface, peu propice à l'accumulation de la plaque. Une concentricité précise, des granulométries et des tailles d'instruments bien harmonisées garantissent la grande précision des résultats.

Manipulation simple et sûre:

les instruments assurent un retrait de matériau bien contrôlable avec simultanément une faible usure intrinsèque. La bonne manipulation et l'utilisation sans pâte à polir accélèrent et simplifient le travail. Les instruments cliniques peuvent être stérilisés pour plus de sécurité.

Traitement non agressif:

Avec ces instruments spécialement conçus pour VITA SUPRINITY PC, les retouches n'endommagent pas le matériau. Les éventuels risques de micro fissures par exemple sont réduits.

Contenu

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical:

Il comporte un total de 6 instruments pour contre-angle 3 instruments pour le pré-polissage et 3 pour le polissage haute brillance.

VITA SUPRINITY Polishing Set technical:

Il comporte un total de 8 instruments pour pièce à main 4 instruments pour le pré-polissage et 4 pour le polissage haute brillance.

Produktteaser (Text)


Pour un prépolissage/lustrage efficace

Produktteaser (Hover)

Système de polissage à deux niveaux pour le prépolissage/lustrage de la céramique vitreuse

VITA SUPRINITY® Polishing Set articles
VITA SUPRINITY® Polishing Set

Désignation		N° art.
VITA SUPRINITY Polishing Set clinical		ELSPSETC
VITA SUPRINITY Polishing Set technical		ELSPSETT
Instrument à polir technical, lentille, L16f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHL16F6
Instrument à polir technical, lentille, L16m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHL16M6
Instrument à polir technical, longpin, LPf Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHLPF6
Instrument à polir technical, longpin, LPm Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHLPm6
Instrument à polir technical, roue, R15f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHR15F6
Instrument à polir technical, roue, R15m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHR15M6
Instrument à polir technical, pointe, S5f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERHS5F6
Instrument à polir technical, pointe, S5m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERHS5M6
Instrument à polir clinical, cupule, C6f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWC6F6
Instrument à polir clinical, cupule, C6m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWC6M6
Instrument à polir clinical, lentille, L10f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWL10F6
Instrument à polir clinical, lentille, L10m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWL10M6
Instrument à polir clinical, pointe, S4f Polissage haute brillance (gris), 6 pièce		ERWS4F6
Instrument à polir clinical, pointe, S4m Prépolissage (rose), 6 pièce		ERWS4M6



Nos produits ont été conçus pour un usage dans le domaine dentaire et doivent être mis en oeuvre conformément aux instructions d'emploi. Les illustrations et les données fournies ne constituent pas une garantie quant aux propriétés et ne sont pas contractuelles. Mise à jour: 03/2019

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0) 7761/562-0 · Fax +49(0) 7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0) 7761/562-222 · Fax +49(0) 7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
 facebook.com/vita.zahnfabrik