


ADHÉSIF UNIVERSEL MONOCOMPOSANT PHOTOPOLYMÉRISABLE



TOUJOURS LE BON CHOIX

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Tout en un

 **COLTENE**

Présentation

Nouveau flacon unique

Le nouveau flacon ergonomique a un compte-gouttes spécialement conçu pour permettre une distribution propre et précise sans gaspillage.

- Jusqu'à 300 applications*
- Manipulation simplifiée
- Ergonomique



Unidose pratique

ONE COAT 7 UNIVERSAL est proposé en unidose pratique pour une application plus hygiénique. Ce conditionnement à usage unique permet d'obtenir facilement des performances idéales au quotidien.

- Facile d'emploi
- Application aisée
- Hygiénique



* Source : données internes

Le produit universel


Un adhésif pour toutes les indications cliniques

- Des valeurs d'adhésion exceptionnelles sur l'émail comme sur la dentine
- Excellent scellement marginal
- Sensibilité postopératoire minimisée

Avec l'optimisation du système ONE COAT 7.0, l'adhésif tout-en-un ONE COAT 7 UNIVERSAL est à présent proposé pour toutes les indications.

Le triangle magique


Peu importe la technique - automordançage, mordançage total ou mordançage sélectif -, ONE COAT 7 UNIVERSAL répond à tous les besoins. Collage total sans efforts sur tous les matériaux, tels que l'or, le titane, la céramique, zircone et les composites, sans ajout de primer ni de silane.



Données techniques


Tests scientifiques

Les graphiques représentent la résistance adhésive au cisaillement (RAC/MPa) selon Watanabe. Des résistances adhésives élevées sont des indicateurs d'une bonne substance entre l'agent adhésif et le matériau dentaire. C'est l'assurance d'une excellente adhésion et de la pérennité des restaurations dentaires.




Représentation schématique de la résistance adhésive au cisaillement

Comparaison de la résistance adhésive au cisaillement (RAC/MPa) avec la technique d'automordançage



Comparaison de la résistance adhésive au cisaillement (RAC/MPa) avec la technique mordançage total



* N'est pas une marque déposée de COLTENE
Source : données internes

■ Dentine
■ Émail

Propriétés

Antibactérien*

L'EFFET ANTIBACTÉRIEN DE ONE COAT 7 UNIVERSAL a été évalué*.



* Évaluation avec le test de prolifération pour déterminer l'activité antimicrobienne avec *S. epidermidis* réalisé par le laboratoire Quality-Labs, Allemagne.

Chémopolymérisation

Le produit spécial One Coat 7.0 Activator garantit la compatibilité avec les matériaux chémopolymérisables.



ONE COAT 7 UNIVERSAL
contient:



*Methacryloyl-oxydecyl-dihydrogenphosphat

Références produits




60019538 Kit d'introduction ONE COAT 7 UNIVERSAL

1 × 5 ml One Coat 7 Universal
 1 × 2,5 ml Etchant Gel S
 1 × 20 Aiguilles pour application
 1 × 50 Microbrush noires
 1 × Godet de mélange
 1 × Couvercle pour godet de mélange



7054 Kit ONE COAT 7.0 Activator

1 × 3 ml One Coat 7.0 Activator
 1 × 50 Microbrush noires



60019539 Réassort ONE COAT 7 UNIVERSAL

1 × 5 ml One Coat 7 Universal

7373 Kit Etchant Gel S

2 × 2,5 ml Seringues
 1 × 20 Aiguilles pour application

60019540 Unidoses ONE COAT 7 UNIVERSAL

50 × 0,1 ml Unidoses ONE COAT 7 UNIVERSAL
 1 × 50 Microbrush noires

7634 Microbrush noires

1 × 50 Microbrush noires



Dispositif médical classe II a / CE0123 TÜV SÜD.
 Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.
 Produits non remboursés par les organismes de santé.

© 2016 Coltène/Whaledent AG
www.coltene.com | oc7universal.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
 Feldwiesenstrasse 20
 9450 Altstätten / Switzerland
 T +41 71 757 53 00
 F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent S.a.r.l.
 75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
 72058 Le Mans Cedex 02 / France
 T +33 2 43 39 30 30
 F +33 2 43 39 30 40
info.fr@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
 235 Ascot Parkway
 Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
 T +1 330 916 8800
 F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com



COLTENE