

CHIRURGIEN
DENTISTE

LABORATOIRE

SPECIALISTE

ENDODONTIE




BROCHURE

wave • one[®]
GOLD

Alliez maîtrise et confiance




DENTSPLY
MAILLEFER



For better dentistry*

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire



1 Design instrumental spécifique

- Section parallélogramme évolutive
- Nouveau traitement thermique GOLD




2 Progression canalaire maîtrisée

- Flexibilité améliorée*¹
- Réduction des effets de vissage*¹

34%² plus flexible que WaveOne[®]

3 Gain de temps sur la mise en forme canalaire


- L'efficacité de coupe est améliorée*¹
- L'utilisation d'un seul instrument³ WaveOne[®] Gold pour la mise en forme permet de consacrer plus de temps à l'irrigation et l'obturation canalaire



Essais réalisés sur blocs d'endo en plexi avec une courbure canalaire simple préparés avec WaveOne[®] Gold (n=10) et ProTaper[®] Universal (n=10) et jusqu'à une taille apicale de 0,25mm ($\alpha = 0,05$)

wave•one[®] GOLD Une simplification des procédures

Réalisation de la majorité des mises en forme canalaires à l'aide d'un seul instrument³ WaveOne[®] Gold (25/.07)



A usage unique et sous blister stérile


- Suppression des étapes de nettoyage et de stérilisation
- Diminution du risque de fracture³
- Efficacité de coupe constante⁴
- Diminution du risque de contamination croisée³



Sécurité pour le patient et l'équipe soignante, et meilleur contrôle de la performance instrumentale



Avec WaveOne[®] Gold, DENTSPLY Maillefer offre une solution complète pour le traitement endodontique :



Instruments



Pointes papier



Pointes de gutta-percha



Obturbateurs Therafil[®]

Instruments
WAVEONE[®] GOLD



Instruments de Réciprocité **small**

- 6x small (020 07) - 21mm - A 0756 221 G0S 03
- 6x small (020 07) - 25mm - A 0756 225 G0S 03
- 6x small (020 07) - 31mm - A 0756 231 G0S 03



Instruments de Réciprocité **primary**

- 6x primary (025 07) - 21mm - A 0756 221 G0P 03
- 6x primary (025 07) - 25mm - A 0756 225 G0P 03
- 6x primary (025 07) - 31mm - A 0756 231 G0P 03



Instruments de Réciprocité **medium**

- 6x medium (035 06) - 21mm - A 0756 221 G0M 03
- 6x medium (035 06) - 25mm - A 0756 225 G0M 03
- 6x medium (035 06) - 31mm - A 0756 231 G0M 03



Instruments de Réciprocité **large**

- 6x large (045 05) - 21mm - A 0756 221 G0L 03
- 6x large (045 05) - 25mm - A 0756 225 G0L 03
- 6x large (045 05) - 31mm - A 0756 231 G0L 03



Pointes de papier
WAVEONE[®] GOLD



Boite de 180 pointes stériles

- small** - A 175W 000 00S 03
- primary** - A 175W 000 00P 03
- medium** - A 175W 000 00M 03
- large** - A 175W 000 00L 03



Pointes de gutta-percha
WAVEONE[®] GOLD



Boite de 60 pointes de gutta-percha

- small** - A 175X 000 00S 00
- primary** - A 175X 000 00P 00
- medium** - A 175X 000 00M 00
- large** - A 175X 000 00L 00



THERMAFIL[®] pour
WAVEONE[®] GOLD



Blister de 6 obturbateurs

- small** obturbateurs - A 1750 B00 00S 00
- primary** obturbateurs - A 1750 B00 00P 00
- medium** obturbateurs - A 1750 B00 00M 00
- large** obturbateurs - A 1750 B00 00L 00



Boite de 30 obturbateurs (5 blisters)

- small** obturbateurs - A 1750 P00 00S 00
- primary** obturbateurs - A 1750 P00 00P 00
- medium** obturbateurs - A 1750 P00 00M 00
- large** obturbateurs - A 1750 P00 00L 00

* vs. WaveOne[®]

** vs ProTaper[®] Universal

1. Rapport de laboratoire Maillefer (Lab. Report 14-HO-005-5) - Octobre 2014.

2. Rapport de laboratoire Maillefer (Lab. Report 14-HO-005-6) - Novembre 2014.

3. Mode d'emploi WaveOne[®] Gold.

4. E. Rapisarda et al. (1999). Effect of sterilization on the cutting efficiency of rotary nickel-titanium endodontic files. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral radiology and Endodontics, 88(3), 343-7.

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d'isoler la dent à traiter à l'aide d'une digue dentaire avant tout traitement. K-Files READYSTEEL[®]. Indications: limes endodontiques stériles et à usage unique. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. PROGLIDER[®]. Indications : instrument de pré-élargissement canalaire mécanisé. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. WaveOne[®] Gold. Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système canalaire Classe/Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. Pointes papier stériles WaveOne[®] Gold. Indications : Pointes de papier absorbantes. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. Gutta-percha WaveOne[®] Gold. Indications : Obturbateurs endodontiques. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0086. Fabricant : Maillefer. Therafil pour WaveOne[®] Gold. Indications : Obturbateur endodontique. Classe / Organisme certificateur : IIa / CE 0459. Fabricant : Maillefer. Rev. Avril 2015.

DENTSPLY France SAS | ENDODONTIE

4 rue Michael Faraday | 78180 Montigny le Bretonneux | Tél : 01 30 14 77 77

Plus d'infos, plus de nouveautés, sur www.dentsply.fr

For better dentistry^{*}

DENTSPLY

* Pour une meilleure médecine bucco-dentaire