

Désignation	Brossettes							
Référence								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 683 943 725">Désignation</th> <th data-bbox="943 683 1455 725">Référence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 725 943 763">Nylon</td> <td data-bbox="943 725 1455 763">3018231</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 763 943 801">Soie</td> <td data-bbox="943 763 1455 801">3018232</td> </tr> </tbody> </table>	Désignation	Référence	Nylon	3018231	Soie	3018232	
	Désignation	Référence						
Nylon	3018231							
Soie	3018232							
Visuel								
Description	Brossettes pour le polissage et le nettoyage des dents. A utiliser avec un contre-angle. Disponibles en nylon ou en soie naturelle							
Packaging	Sachet de 50 brosettes.							
Durée de vie								
Informations légales	Classe IIA. Marquage CE0120. Organisme certificateur : SGS UK LIMITED. Fabricant : CFPM							