

HEALBOND

Adhésif amélo-dentinaire photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA, BisGMA



AVANTAGES

Résistance au **cisaillement 13,9 MPa** (dentine)

Diminue l'hypersensibilité et élimine le biofilm bactérien

Idéal pour une utilisation sur surfaces dentaires humides

INDICATIONS

Restaurations directes photo-polymérisables (composites, etc)

Désensibilisation de la région cervicale et de la surface libre de la dentine

Restaurations directes "dual" (auto/photo-polymérisable) avec l'activateur HEALBOND



Activateur pour le mode "dual"

REFERENCES & PRESENTATIONS

B-5	HEALBOND - Flacon de 5ml
BA-5	HEALBOND Activateur (mode "dual") - Flacon de 5ml

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197)