

Scanner intraoral Planmeca Emerald™

Légèreté, précision et rapidité



PLANMECA

Planmeca Emerald™

Le joyau du scannage intraoral

PLANMECA

Le tout nouveau scanner intraoral Planmeca Emerald™ est compact, léger, ultra rapide et affiche des données de haute précision. La prise d'empreintes numériques est désormais un jeu d'enfant ! C'est l'outil parfait pour un flux de travail impeccable et efficace côté fauteuil.



Haute précision associée à une vitesse exceptionnelle

La rapidité et la simplicité extrêmes du scannage contribuent au confort du patient ainsi qu'à celui du praticien. La précision des empreintes satisfait aux exigences les plus poussées en matière d'imagerie avec option de scannage en couleur entièrement intégrée.

Conception légère et compacte

La légèreté et la forme conviviale du scanner garantissent une ergonomie exceptionnelle. Grâce à la fonction antibuée de l'optique à l'extrémité du scanner, la visibilité est toujours nette.

Simplicité d'emploi remarquable

Le scanner Planmeca Emerald™ facilite votre travail en simplifiant la prise d'empreintes numériques. Solution prête à l'emploi conviviale, le scanner est compatible avec les suites logicielles Planmeca Romexis® et Planmeca PlanCAD® Easy.

Contrôle parfait des infections

L'embout autoclavable et la conception monobloc du scanner garantissent un parfait contrôle des infections. Son intégration à l'unit dentaire permet de le contrôler à l'aide de la pédale de commande, sans les mains.

Planmeca Emerald™ en quelques mots

- Compact et léger
- Vitesse et précision exceptionnelles
- Numérisation couleur entièrement intégrée pour des couleurs naturelles
- Solution prête à l'emploi conviviale qui facilite le partage des données d'une salle d'opération à l'autre
- Embout autoclavable et conception monobloc pour un contrôle parfait des infections
- Technologie antibuée sur la pointe d'optique du scanner
- Connexion USB 3.0
- Format STL ouvert
- Intégration à l'unit dentaire : peut être contrôlé par la pédale de commande
- Compatible avec les suites logicielles Planmeca Romexis® et Planmeca PlanCAD® Easy : accès permanent aux données de numérisation en temps réel



**Une prise d'empreintes plus rapide
qui laisse une trace plus longtemps**

PLANMECA

Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finlande | tel. +358 20 7795 500 | fax +358 20 7795 555 | sales@planmeca.com | www.planmeca.fr

Les images peuvent contenir des articles supplémentaires, non compris dans une livraison standard.
Les configurations et caractéristiques peuvent varier d'un pays ou d'un endroit géographique à un autre. Droits de changement réservés.

Planmeca, All in one, Anatomat Plus, Cobra, Comfy, DentoVac, Digital perfection, Economat Plus, Elegant, Flexy, Mini-dent, Perio Fresh, PlanEasyMill, Planmeca 4D, Planmeca AINO, Planmeca ARA, Planmeca CAD/CAM, Planmeca CALM, Planmeca Chair, Planmeca Clarify, Planmeca Compact, Planmeca Creo, Planmeca Emerald, Planmeca FIT, Planmeca Intra, Planmeca iRomexis, Planmeca Lumion, Planmeca Lumo, Planmeca Maximity, Planmeca Minea, Planmeca Minendo, Planmeca Minetto, Planmeca mRomexis, Planmeca Noma, Planmeca Olo, Planmeca Online, Planmeca PlanCAD, Planmeca PlanCAM, Planmeca PlanClear, Planmeca PlanID, Planmeca PlanMill, Planmeca Planosil, Planmeca PlanPure, Planmeca PlanScan, Planmeca PlanView, Planmeca ProCeph, Planmeca ProFace, Planmeca ProID, Planmeca ProMax, Planmeca ProModel, Planmeca ProOne, Planmeca ProScanner, Planmeca ProSensor, Planmeca ProX, Planmeca Romexis, Planmeca Serenus, Planmeca SingLED, Planmeca SmartGUI, Planmeca Solanna, Planmeca Sovereign, Planmeca Ultra Low Dose, Planmeca Vision, Planmeca Viso, Planmeca Verity, Planmeca Waterline Cleaning System, Planmeca Xtremity, Proline Dental Stool, ProTouch, Saddle Stool, SmartPan, SmartTouch, Trendy et Ultra Relax sont des marques déposées ou non déposées de Planmeca dans différents pays.

