



Une teinte unique  
pour toutes  
vos restaurations



Essentia<sup>®</sup>  
Teinte Universal  
de GC

Composite universel



GC


# Essentia® Universal shade de GC

Une teinte unique pour toutes vos restaurations

Essentia de GC a marqué un changement de paradigme en dentisterie restauratrice **directe** grâce à son nouveau concept esthétique en seulement sept teintes, ouvrant ainsi la porte à une vraie simplification dans ce domaine.


Avec la teinte Essentia Universal, GC ouvre grand les portes de la simplification. La teinte Essentia Universal est la solution ultime pour les restaurations postérieures : une teinte qui se fond dans son environnement, désormais disponible en 3 viscosités. Choisissez une viscosité fluide, injectable ou en pâte selon le cas. Des restaurations cervicales à occlusales, toutes les versions sont suffisamment résistantes, **sans limite de classe ou de cavité**.

Une teinte universelle (pâte) s'adaptant parfaitement à la teinte de la dent



Grâce à un traitement exclusif des charges et à l'utilisation de particules ultra-fines, **les propriétés physiques de Essentia HiFlo & Essentia LoFlo sont encore plus élevées** que celles de l'Essentia Universal, confirmant que les trois viscosités peuvent être utilisées en toute sécurité pour **toutes les indications**.

Résistance à la flexion & test d'usure (3 points) des 3 viscosités de la teinte Essentia Universal (Source : GCC R&D data)



Préparation d'une petite cavité de classe I



Restauration avec Essentia HiFlo Universal



Vue post-opératoire montrant une adaptation parfaite à la dent naturelle



Air abrasion d'une lésion non carieuse



Restauration avec Essentia LoFlo Universal




Vue post-opératoire après polissage



**Essentia HiFlo** est un composite fluide avec une **grande mouillabilité**, parfait pour une adaptation facile aux préparations et qui s'écoule dans des cavités étroites. Il offre de grandes propriétés de manipulation avec une résistance supérieure et une radioopacité élevée de plus de 300% facilitant le diagnostic de caries secondaires.



**Essentia LoFlo** est un composite injectable de **faible fluidité**, optimal lorsqu'un matériau thixotrope est nécessaire – par exemple pour les restaurations cervicales. Il promet une usure minimale, garantie des restaurations durables même sur la surface occlusale.



**Essentia** est un composite en pâte proposant un concept de 7 teintes simplifié. **Avec sa consistance condensable**, la teinte Universal se fond dans son environnement : parfaite pour les restaurations postérieures mono teinte.



Une approche directe a été choisie dans ce défi post-endodontique



Stratification avec everX Posterior comme substitut dentinaire, recouvert d'Essentia Universal



Le rappel à six mois montre une bonne intégration avec les tissus dentaires environnant.

# Essentia<sup>®</sup> Universal shade de GC

Une teinte unique pour toutes vos restaurations



**Essentia HiFlo**  
Composite universel  
photopolymérisable fluide



**Essentia LoFlo**  
Composite universel  
photopolymérisable injectable



**Essentia**  
Composite universel  
photopolymérisable condensable

900739 Essentia HiFlo Seringue, U (1 x 2mL)  
900741 Essentia LoFlo Seringue, U (1 x 2mL)  
900970 Essentia Seringue, U (1 x 2mL)  
900998 Essentia Unitips, U (15 x 0.16mL)

## Découvrez également G-Premio BOND

L'adhésif universel sans compromis

012687 G-Premio BOND Kit 5mL  
012694 G-Premio BOND recharge, flacon de 5mL  
012688 G-Premio BOND Pack de 3 flacons  
009034 G-Premio BOND unidoses, 50 pièces (0.1mL)



e s s e n t i a

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tél. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<http://www.gceurope.com>

**GC EUROPE N.V.**  
Benelux Sales Department  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tél. +32.16 74.18.60  
info.benelux@gc.dental  
<http://benelux.gceurope.com>

**GC AUSTRIA GmbH**  
Swiss Office  
Zürichstrasse 31  
CH-6004 Luzern  
Tél. +41.41.520.01.78  
Fax. +41.41.520.01.77  
info.switzerland@gc.dental  
<http://switzerland.gceurope.com>

**GC**