


Désignation	Aiguilles Medibase (100)					
Référence(s)		Description	G	Ø	Longueur	Référence
	Périapicales	Extra-fine	30 G	0,30	16 mm	3114384
		Extra-fine	30 G	0,30	21 mm	3114385
		Fine	27 G	0,40	8 mm	3114386
			25G	0,50	36 mm	3114387
			27 G	0,40	21 mm	3114388
	Intraseptales	Fine	27 G	0,40	16 mm	3114389
	Intraligamentaire	Extra-fine	30 G	0,30	12 mm	3114390
Tronculaires	Extra-fine	30 G	0,30	25 mm	3114391	
Visuel						
Description	Aiguilles stériles à usage unique					
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Excellente qualité, avec enduction siliconée - Triple biseau pour une injection douce - Stériles avec bague de contrôle de stérilisation - Avec indicateur de biseau - Stérilisées à l'oxyde d'éthylène - Canule : acier inoxydable - Partie plastique : polypropylène (PP) - Lubrifiant : silicone 					
Packaging	Boîte de 100 aiguilles					
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication					
Indications d'utilisation						
Informations légales	Dispositif médical de classe IIA sous la Directive européenne 93/42/EEC incluant les directives 2007/47/CE Marquage CE0426. Organisme certificateur: ITALCERT Fabricant : TECNOFAR SPA					

Version 2.0

Mise à jour 2020/10/13 Marion CHABANAT