

Désignation du produit	Aiguilles stériles pour irrigation endocanalaire
Référence	3125099
Visuel	
Description produit	Aiguilles stériles pour le rinçage des poches parodontales et des canaux radiculaires.
Caractéristiques et Données techniques	Gauge : 30 G – 0,30 mm Longueur : 23 mm Efficace par effet rebond : insérer doucement l'aiguille dans le canal radiculaire. Quand elle bute, la sortir d'1 mm et commencer à injecter la solution en exerçant une légère pression
Packaging	Boite cartonnée de 100 aiguilles. Chaque aiguille est emballée sous blister stérile
Durée de vie	5 ans à partir de la date de fabrication
Indications d'utilisation	
Informations légales	Dispositif médical de classe IIa stérile sous la Directive Européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE 0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD