

Désignation	BLOCS DE MELANGE EN PAPIER											
Référence(s)	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Désignation</th> <th style="text-align: center;">Référence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 4 * 4 cm</td> <td style="text-align: center;">0137159</td> </tr> <tr> <td>Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 7 * 8 cm</td> <td style="text-align: center;">0137158</td> </tr> <tr> <td>Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 9 * 15 cm</td> <td style="text-align: center;">0137157</td> </tr> <tr> <td>Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 14 * 20 cm</td> <td style="text-align: center;">0137156</td> </tr> </tbody> </table>		Désignation	Référence	Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 4 * 4 cm	0137159	Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 7 * 8 cm	0137158	Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 9 * 15 cm	0137157	Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 14 * 20 cm	0137156
Désignation	Référence											
Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 4 * 4 cm	0137159											
Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 7 * 8 cm	0137158											
Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 9 * 15 cm	0137157											
Lot de 3 blocs de 100 feuilles, taille 14 * 20 cm	0137156											
Visuel												
Description	Blocs de mélange en papier recouvert d'une couche de polyéthylène.											
Caractéristiques & Données techniques	Base du bloc anti-dérapante : évite au bloc de glisser pendant la spatulation											
Durée de vie	n.a											
Packaging	Vendu en lot de 3 blocs, sous film plastique											
Informations légales	N/A											

Version 2.3

Mise à jour 2016/06/27 par Scarlet Ceausoiu