


Désignation	Blocs de mélange en PVC	
Référence(s)	Dimensions	Référence
	7 x 8 cm	0116750
	14 x 8 cm	0116751
Visuel		
Description	Blocs de mélange en feuilles de PVC transparentes	
Caractéristique et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Usage : Particulièrement appropriés pour les ciments - Base antidérapante : En mousse, permet une stabilité durant le mélange sur tout plan de travail dentaire - Feuilles : Plus solides que le papier, pas de pénétration de liquide dans la feuille de PVC <p>PVC atoxique.</p>	
Stockage	<ul style="list-style-type: none"> - Blocs de 100 feuilles - Emballé individuellement sous film plastique 	
Durée de vie	n /a	
Indications d'utilisation	n/a	
Informations légales	Hors classification	

Version 1.1

Mise à jour le 19/09/2018 par LD