

<b>Désignation</b>	<b>Ecarte-joues</b>
<b>Référence(s) Articles</b>	Adulte : 3011796 Enfant : 3011795
<b>Visuel</b>	
<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecarte-joues extra-résistants et flexible</li> <li>- Facile à mettre en place</li> <li>- Idéal pour la pose des brackets, détartrages, obturations, etc.</li> </ul>
<b>Conseils pour stérilisation</b>	<p>Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autoclavables jusqu'à 134°C. Nous recommandons le programme à 121°C.</li> <li>- Cycle: jusqu'à 50 fois</li> <li>- Ne pas mettre de métal en contact dans l'autoclave.</li> </ul>
<b>Caractéristiques et Données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabriqué en polycarbonate de haute qualité</li> <li>- Allie une grande flexibilité à une résistance hors-normes</li> <li>- Stérilisables en autoclave à 121°C pendant 20 min ou 134°C pendant 18 min</li> <li>- Disponible en deux tailles : adulte et enfant</li> </ul> <p>Stocker le produit de préférence à l'abri de l'humidité.</p>
<b>Packaging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte de 2 écarte-joues adulte</li> <li>- Boîte de 2 écarte-joues enfant</li> </ul>
<b>Durée de vie</b>	n.a
<b>Indications d'utilisation</b>	n.a
<b>Informations légalés</b>	Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la directive 2007/47/CE Marquage CE

Version 3.1

Date : Mise à jour 2017/02/07 par Nelly SIGGINI