

Désignation	Ecarteurs photo Medibase
Référence(s) Articles	Adulte : 3011799 Enfant : 3011798
Visuel	
Description	Ecarte-joues unilatéraux avec un manche extra-long, idéal pour la photographie clinique.
Conseils pour stérilisation	<p>Bien rincer les produits de désinfection avant de mettre en autoclave.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stérilisables en autoclave à 134°C.</li> <li>- Cycle: jusqu'à 50 x</li> <li>- Ne pas mettre de métal en contact dans l'autoclave.</li> </ul>
Caractéristiques et Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non réfléchissants</li> <li>- Fabriqué en polycarbonate de haute qualité</li> <li>- Stérilisables en autoclave à 134°C pendant 18 min</li> <li>- Disponible en deux tailles : adulte et enfant</li> </ul> <p>Stocker le produit de préférence à l'abri de l'humidité.</p>
Packaging	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boîte de 2 écarte-joues adulte</li> <li>- Boîte de 2 écarte-joues enfant</li> </ul>
Durée de vie	Plus ou moins 5 ans selon le nombre de cycle de stérilisation.
Indications	n.a

<b>d'utilisation</b>	
<b>Informations légalés</b>	Dispositif médical de classe I sous la directive européenne 93/42/EEC incluant la directive 2007/47/CE Marquage CE

Version 1.1

Mise à jour le 18/09/2018 PAR LD

**CFPM - 2 bis chemin du Loup 93290 Tremblay-en-France - FRANCE - Tel. +33 (0)1 45 91 31 82**