



<b>Désignation</b>	<b>SERINGUES D'IRRIGATION ENDOCANALAIRE STERILES MEDIBASE</b>																		
<b>Références</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Contenance</b></td> <td>2,5 ML</td> <td>5 ML</td> <td>10 ML</td> <td>20 ML</td> </tr> <tr> <td><b>Référence</b></td> <td>3125103</td> <td>3125105</td> <td>3125102</td> <td>3125104</td> </tr> </table>	<b>Contenance</b>	2,5 ML	5 ML	10 ML	20 ML	<b>Référence</b>	3125103	3125105	3125102	3125104								
<b>Contenance</b>	2,5 ML	5 ML	10 ML	20 ML															
<b>Référence</b>	3125103	3125105	3125102	3125104															
<b>Visuel</b>																			
<b>Description</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seringues stériles sous blister individuel, Luer-lock.</li> </ul>																		
<b>Caractéristiques &amp; Données techniques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corps : Polypropylène</li> <li>Piston : Absence de latex</li> <li>Mode de stérilisation du dispositif : Oxyde d'éthylène</li> </ul>																		
<b>Packaging</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contenance</th> <th>Graduation</th> <th>Nb de seringues par boîte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.5 ML</td> <td>0.1 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>5 ML</td> <td>0.2 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>10 ML</td> <td>0.5 ML</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>20 ML</td> <td>1 ML</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>				Contenance	Graduation	Nb de seringues par boîte	2.5 ML	0.1 ML	100	5 ML	0.2 ML	100	10 ML	0.5 ML	100	20 ML	1 ML	80
Contenance	Graduation	Nb de seringues par boîte																	
2.5 ML	0.1 ML	100																	
5 ML	0.2 ML	100																	
10 ML	0.5 ML	100																	
20 ML	1 ML	80																	
<b>Durée de vie</b>	5 ans à partir de la date de fabrication																		
<b>Indications d'utilisation</b>																			
<b>Informations légales</b>	Dispositif médical de classe I stérile sous la Directive Européenne 93/42/EEC incluant la Directive 2007/47/CE Marquage CE-0197-TUV RHEINLAND Fabricant: CDM CENTER OF EXCELLENCE LTD																		

Version 1.0

Mise à jour 2020/11/24 par Marion CHABANAT