

Telio®



Solutions pour les provisoires

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

La solution pour les restaurations provisoires

Telio® est un système complet pour la réalisation de restaurations provisoires. Il répond de manière optimale aux besoins des dentistes et des prothésistes dentaires.

Tous les produits Telio peuvent être utilisés pour la réalisation de restaurations provisoires conventionnelles et implanto-portées. Ils sont compatibles entre eux et présentent une coordination de teintes optimale.



Pour plus d'informations sur notre gamme de produits Telio, veuillez consulter :

<https://www.ivoclarvivadent.fr/fr/p/chirurgien-dentiste/produits/restauration-provisoire/>

Telio® Link

Telio® Inlay/Onlay



Garantir le succès du traitement avec des provisoires appropriées

Les restaurations provisoires jouent un rôle crucial dans la planification des traitements de restauration dentaire, car elles donnent un aperçu du résultat final. Au stade de la temporisation, la fonction, la phonétique et l'aspect esthétique final de la restauration sont définis, mais peuvent encore être ajustés si nécessaire. Les restaurations provisoires sont donc la clé de la réussite des restaurations définitives.

Telio® est une solution pour l'étape cruciale de la temporisation : Il offre une gamme complète de matériaux pour les restaurations provisoires et un large éventail d'indications.



Provisoires à court terme



Telio® Desensitizer

Solution pour la prévention et la réduction de l'hypersensibilité dentinaire et des sensibilités postopératoires

- **Désensibilisation dentinaire** grâce au scellement hermétique des surfaces dentinaires
- **Temps d'application court** grâce à la rapidité de diffusion et à l'absence de photopolymérisation
- **Pas d'interaction** entre les matériaux de restauration provisoire et la restauration définitive

Telio® Inlay/Onlay

Matériaux monocomposants photopolymérisables pour la restauration temporaire des dents

- **Processus efficace** rendant inutile l'utilisation d'un assemblage temporaire
- **Retrait facile** (en un seul morceau) grâce à une élasticité adaptée de manière optimale
- **Flexibilité d'utilisation** grâce aux Cavifils et aux seringues



Telio® CS C&B

Résine composite autopolymérisable pour couronnes et bridges provisoires de haute qualité

- **Excellente longévité** grâce à sa grande résistance à la flexion et son module d'élasticité élevé
- **Ajustage précis** grâce à une excellente mouillabilité et à un faible retrait de polymérisation
- **Esthétique optimale** des restaurations provisoires grâce à une large gamme de teintes coordonnées



Telio® Link


Composite de collage provisoire dual pour l'assemblage de restaurations esthétiques temporaires

- **Bonne rétention** grâce à une résistance à la compression et une dureté Shore D élevées
- **Flexibilité du plan de traitement** et dans le choix des matériaux définitifs grâce à absence d'eugénol
- **Esthétique élevée** grâce à deux teintes translucides (A3 et Transparent)

Provisoires à long terme

Telio® CAD

Blocs et disques de PMMA réticulé pour la réalisation de couronnes, de bridges et de couronnes transvissées



- **Un matériau très homogène** et une grande fiabilité de mise en œuvre
- **Stabilité de teinte** et fluorescence naturelle
- **Excellentes propriétés de polissage**



Telio CAD Abutment Solutions

Les blocs Telio CAD A16 comportent une interface préfabriquée pour l'assemblage direct avec la base en titane, par exemple la Ti base de Dentsply Sirona.

Ils permettent donc de réaliser, au fauteuil, des couronnes transvissées directement sur implants.



Convaincre vos patients

Dès le stade de la temporisation, les patients peuvent visualiser leur future la restauration finale. Car les propriétés optiques du matériau sont excellentes.

Présentations

<p>Telio CS C&B Refill 1 cartouche, 78 g, (dans la teinte choisie) 10 embouts de mélange</p>	<p>628249 BL3 628245 A1 628246 A2 628247 A3 628248 A3,5 561381 Pistolet C&B 628157 Refill embouts de mélange (50 pcs)</p>	
<p>Telio Desensitizer Flacon</p>	<p>701959 1 flacon, 5 g 701960 50 unidoses, 0,1 g</p>	
<p>Telio Link Seringue 2 seringues, 6 g 10 embouts de mélange</p>	<p>701957 A3 701958 Transparent 645951 Réassort embouts de mélange (15 pcs)</p>	
<p>Telio Inlay</p>	<p>Seringue : 701261 3x 2,5g Universal 701265 3x 2,5g Transparent</p>	<p>Cavifil : 701263 30x 0,25g Universal 701267 30x 0,25g Transparent</p> 
<p>Telio Onlay</p>	<p>Seringue : 701262 3x 2,5g Universal 701266 3x 2,5g Transparent</p>	<p>Cavifil : 701264 30x 0,25g Universal 701268 30x 0,25g Transparent</p> 

Les produits de la gamme Telio sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur l'étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

674527/EN/2019-09-22



ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation