

Effacité des lingettes désinfectantes MEDIPAL

Efficace contre

Norme

Temps de contact

Efficace contre

Norme

Temps de contact

BACTERICIDE

Acinetobacter Baumannii Nctc 12156 EN 13727 30 secondes

E. Coli (Esbl) Nctc 10418 EN 13727 30 secondes

E. Faecium Nctc 12201 EN 13727 30 secondes

E. Hirae Nctc 13383 EN 13727 30 secondes

Enterococcus Faecalis (Vre) EN 13727 1 minute
EN 13697 1 minute

Enterococcus Hirae EN 16615 1 minute
EN 13697 1 minute
EN 14561 1 minute

Escherichia Coli EN 13697 1 minute

K. Pneumoniae (Cpe) Nctc 7427 EN 13727 30 secondes

P. Aeruginosa Nctc 13359 EN 13727 30 secondes

Pseudomonas Aeruginosa EN 16615 1 minute
EN 13697 1 minute
EN 14561 1 minute

S. Aureus (Mrsa) EN 13727 1 minute
EN 13697 1 minute

S. Aureus Nctc 10788 EN 13727 30 secondes

Staphylococcus Aureus EN 16615 1 minute
EN 13697 1 minute
EN 14561 1 minute

MYCOBACTERICIDE

Mycobacterium Avium EN 14348 1 minute
EN 14563 1 minute

Mycobacterium Terrae EN 14348 1 minute
EN 14563 1 minute

VIRUCIDE

Adenovirus 5 EN 14476 1 minute
Norme de référence selon EN 14476 2013+ A1 2015 Annex A

Murine Norovirus EN 14476 1 minute
Norme de référence selon EN 14476 2013+ A1 2015 Annex A

Polio Virus EN 14476 2 minutes
Norme de référence selon EN 14476 2013+ A1 2015 Annex A

Vaccinia Ankara Virus EN 14476 1 minute
Norme de référence selon EN 14476 2013+ A1 2015 Annex A

Coronavirus EN 14476 1 minute
selon EN 14476 2013+ A1 2015 Annex A

LEVURICIDE

Candida Albicans EN 16615 1 minute
EN 13697 1 minute
EN 13624 1 minute
EN 14562 2 minutes

Candida Auris EN 13624 1 minute

