



SOGA-SMART I

ANESTHÉSIE ORALE

Injection précise assurant sécurité et fiabilité

Dédié à l'amélioration de l'expérience de traitement des dentistes et des patients

SOLUTION PARFAITE POUR LES PROBLÈMES TRADITIONNELS D'INJECTION DU LIGAMENT PARODONTAL

L'injection du ligament parodontal (PDL), basée sur la rétroaction de la pression d'injection et l'algorithme numérique autonome, **peut identifier avec précision et inciter l'entrée de la région du ligament parodontal**, et lancer automatiquement la procédure spécifique pour l'injection du ligament parodontal. Solution parfaite aux douleurs intenses, à la fatigue des mains, à la difficulté à pousser, à l'incertitude de localisation et à d'autres problèmes.



www.diffusion-laser.com

Résidence de Virgile - B4
18 rue de la Duchesse de Chartres - 60500 Vineuil-Saint-Firmin

Mobile: +33 (0) 611 417010

mail: contact@nf-diffusion.com

SOGA-SMART I

SOLUTION PARFAITE AUX INJECTIONS DE LIGAMENT PARODONTAL



MODE D'INJECTION DU LIGAMENT PARODONTAL (PDL)

Selon le retour de surveillance de la pression d'injection et l'algorithme d'apprentissage automatique autonome, il peut identifier avec précision et demander s'il faut entrer dans la zone du ligament parodontal et démarrer automatiquement le programme spécial pour l'injection du ligament parodontal. Il peut parfaitement résoudre les problèmes de douleurs intenses, de fatigue des mains, de manque de produit, de localisation incertaine, etc. **RETOUR**

PDL

NUMÉRIQUE EN TEMPS RÉEL

DE LA PRESSION INTELLIGENTE DU LIGAMENT PARODONTAL

À l'aide de la technologie de détection de pression intelligente et de l'algorithme AI, surveillez avec précision la pression d'injection de rétroaction et ajustez la pression d'injection pour rester dans la plage appropriée.



Pression d'injection



BOUTON D'ASPIRATION INDÉPENDANT DE L'INJECTION ET DE L'ASPIRATION ARRIÈRE

La détection tactile intelligente numérique subvertit la conception tactile traditionnelle.



HAUTE PRÉCISION ET ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE

Affichage numérique en temps réel du dosage, utilisant les capteurs haut de gamme. Calculer avec précision la quantité de médicament qui a été injecté, la précision n'est pas inférieure à 0,1 mL



PORTABLE

Chargement par induction sans câble ni pédale



APPORTEZ LA MUSIQUE APAISANTE RÉGLABLE

Laissez les patients vivre une expérience de traitement en toute sécurité



TROIS MODES D'INJECTION

La vitesse d'injection de chaque mode est automatiquement ajustée



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Volume d'injection : 1,8 ml
Mode confort : 0,67 ml/min.
Mode PDL : 1,0 ml/min.
Mode standard : 1,5 ml/min.
Dimensions : 205 mm x 21 mm
Poids : 84g

**DIFFUSION**
LASER & TECHNOLOGY
www.diffusion-laser.com

Résidence de Virgile - B4
18 rue de la Duchesse de Chartres
60500 Vineuil-Saint-Firmin

Mobile: +33 (0) 611 417010
mail: contact@nf-diffusion.com