

ENDONEEDLE

Canules pour irrigation endocanalaire
bout mousse et ouverture latérale

AVANTAGES

Canule à ouverture latérale

Contrairement aux modèles à ouverture apicale, une canule à ouverture latérale évite toute pénétration du liquide de rinçage sous pression dans le desmodonte, entraînant l'apparition d'une desmodontite aiguë très douloureuse (effet "canon à eau")

La taille réduite de l'ouverture génère une pression suffisante pour faire remonter les débris dentinaires et pulpaire



Ouverture latérale

INDICATIONS

Rinçage et nettoyage atraumatique des canaux radiculaires (sans risque de perforation de l'apex)



REFERENCES & PRESENTATIONS

ED30-100	Canules gauge 30 - mauve x100
ED27-100	Canules gauge 27 - jaune x100
ED23-100	Canules gauge 23 - bleue x100
ED30-30	Canules gauge 30 - mauve x30
ED27-30	Canules gauge 27 - jaune x30
ED23-30	Canules gauge 23 - bleue x30
S3-100	Seringue Luer Lock 3ml stérile x100
S5-100	Seringue Luer Lock stérile 5ml x100

Dispositif médical de classe I